

**I. VORWORT**  
Diese Anleitung gilt für LARYNGOFIX®/TRACHEOPIX®/TRACHEOSTOMA-FIX®/LARYTAPE® Tracheostomaschutz.  
Die Gebrauchsanweisung dient der Information von Arzt, Pflegepersonal und Patient/Anwender zur Sicherung einer fachgerechten Handhabung.  
**Bitte lesen Sie die Gebrauchshinweise vor erstmaliger Anwendung des Produkts sorgfältig durch!**

**II. BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH**  
LARYNGOFIX®/TRACHEOPIX®/TRACHEOSTOMA-FIX®/LARYTAPE® filtern die Atemluft und mindern dadurch das Eindringen von Partikeln in die Atemwege des Patienten. Sie speichern Feuchtigkeit und Wärme der ausgetretenen Luft im Filtermedium und geben diese bei Einatmung wieder an die eingeatmete Luft ab.  
Wir liefern LARYNGOFIX®/TRACHEOPIX®/TRACHEOSTOMA-FIX®/LARYTAPE® in verschiedenen Größen.  
LARYNGOFIX® TOUCH/LARYTAPE® TOUCH ermöglicht mit einem Button den Verschluss des Tracheostomas und somit die Stimmbildung.

**III. EINPATIENTEN-PRODUKTE UND INDIVIDUELLE MÄGLICHKEITEN DES GEBRAUCHS**  
LARYNGOFIX®/TRACHEOPIX®/TRACHEOSTOMA-FIX®/LARYTAPE® sind Einpatientenprodukte und nicht als allgemeiner Gebrauch bestimmt.  
Sie dürfen nicht ungeöffnet oder desinfiziert werden, da die Verwendung von Desinfektionsmittel das Filtermedium unbrauchbar machen kann.  
Sterilisation und Wiederverwendung können die Funktion beeinträchtigen und sind daher ebenfalls nicht zulässig.  
Bei auftretenden Hautirritationen (z.B. Rötung, Juckreiz) ist das Produkt sofort abzusetzen und einen Arzt aufzusuchen. Möglicherweise besteht in diesem Fall eine besondere Hautempfindlichkeit oder allergiebedingte Unverträglichkeit.

**IV. ANLEITUNG**  
Reinigen Sie die Haut um das Tracheostoma mit warmen Wasser und einer pH-neutralen Seife oder mit OPTIFAHLL® Stomareinigungstücher vor einem Spiegel. Trocknen Sie die Haut ab. Vor der Reinigung ggf. Kleberreste mit OPTICLEAR® von der Haut entfernen.  
Nach Abziehen der rückseitigen Schutzfolie ☀ platzieren die Schutzfolie des Tracheostomaschutzes mittig über dem Tracheostoma ☀ und decken Sie das Tracheostoma so ab.

Entfernen Sie den Tracheostomaschutz ☀ indem Sie die Klebestreifen vorsichtig von der Haut abziehen.

**LARYNGOFIX® TOUCH/LARYTAPE® TOUCH :**

Zum Sprechen drücken Sie den Button mit Hilfe eines Fingers leicht herunter, so dass durch den Verschluss die Stimmbildung ermöglicht wird ☀.

**ACHTUNG!**  
Verwenden Sie keine fetthaltigen Cremes!  
Ein sicherer Halt ist sonst nicht mehr gewährleistet.

**V. NUTZUNGSDAUER**  
Die maximale Nutzungsdauer/Tragedauer beträgt 24 Stunden.  
Je nach Bedarf ist der Tracheostomaschutz auch mehrmals täglich zu wechseln.

Abweichungen von der zur erwartenden Tragedauer resultieren aus individuellen Tragebedingungen und Hautbeschaffenheiten.

**VI. RECHTLICHE HINWEISE**  
Der Hersteller Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eigenmäßige Produktänderungen, nicht vom Hersteller durchgeführte Reparaturen oder durch unsachgemäße Handhabung, Pflege (Reinigung/Desinfektion) und/oder Verwendung des Produktes entgegen den Bestimmungen dieser Gebrauchshinweis verursacht sind.  
Sollte im Zusammenhang mit diesem Produkt der Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH ein schwerwiegender Vorfall auftreten, so ist dies dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist, zu melden.

Produktänderungen seitens des Herstellers bleiben jederzeit vorbehalten.

LARYNGOFIX®/TRACHEOPIX®/TRACHEOSTOMA-FIX®/LARYTAPE® ist eine in Deutschland und den europäischen Mitgliedsstaaten eingetragene Marke der Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, Köln.

**EN. I. FOREWORD**  
These instructions for use are valid for LARYNGOFIX®/TRACHEOPIX®/TRACHEOSTOMA-FIX®/LARYTAPE® tracheostoma protection.

The instructions for service to help the physician, nursing staff and patient/user in order to ensure technically correct handling.

Please read the instructions for use carefully before using the product for the first time!

**II. INTENDED USE**  
LARYNGOFIX®/TRACHEOPIX®/TRACHEOSTOMA-FIX® filter the breathing air, thereby reducing intrusion of particles into the patient's airways.

**III. WARNINGS**  
LARYNGOFIX®/TRACHEOPIX®/TRACHEOSTOMA-FIX®/LARYTAPE® are single-patient products and are intended for single use only.

It must not be cleaned or disinfected, as use of cleaning agent can render the filter medium unusable.

Sterilisation and reuse can impair the function and is therefore not permissible either.

Should there be any irritation (e.g. redness, itchiness), discontinue the product immediately and consult a physician. This may be due to special skin sensitivity or allergy-related incompatibility.

**IV. INSTRUCTIONS**

Clean the skin around the tracheostoma in front of a mirror using warm water and pH-neutral soap or OPTIFAHLL® stoma cleaning cloths. Dry the skin. Before cleaning, remove residues of the skin if necessary using OPTICLEAR®.

After removing the protective foil ☀ place the tracheostoma protection centre over the tracheostoma ☀ and cover the tracheostoma this way ☀.

Remove the tracheostoma protection ☀ by carefully removing the adhesive strip from the skin.

**LARYNGOFIX® TOUCH/LARYTAPE® TOUCH:**

For speaking, press the button down slightly with your finger so as to enable phonation by means of the closure ☀.

**CAUTION!**

Do not use any fatty creams!

Otherwise, secure attachment is no longer ensured.

**V. SERVICE LIFE**

The maximum period of use / wearing period is 24 hours.

The tracheostoma protection can also be changed several times a day, as necessary.

Deviations from the expected wearing period occur as a result of individual wearing conditions and skin properties.

**VI. LEGAL NOTICES**

The manufacturer Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH accepts no liability for damage caused by unauthorised product modifications, repairs not carried out by the manufacturer or by unsproper handling, care (cleaning/disinfection) and/or storage of the products contrary to the provisions of these instructions for use.

Should a serious adverse event occur in connection with this product of Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, this is to be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State to which the user and/or patient are domiciled.

The manufacturer reserves the right to make changes to the product at any time without notice.

LARYNGOFIX®/TRACHEOPIX®/TRACHEOSTOMA-FIX®/LARYTAPE® is a trademark and brand of Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, Cologne registered in Germany and the EU member states.

**FR. I. PRÉFACE**  
Ces instructions s'appliquent à la protection trachéale LARYNGOFIX®/TRACHEOPIX®/TRACHEOSTOMA-FIX®/LARYTAPE®.

Ce mode d'emploi est destiné à informer le médecin, le personnel soignant et le patient/ l'utilisateur afin de garantir l'utilisation correcte du dispositif.

**II. UTILISATION CONFORME**

Les LARYNGOFIX®/TRACHEOPIX®/TRACHEOSTOMA-FIX®/LARYTAPE® filtrent l'air respiré et empêchent ainsi les particules de pénétrer dans les voies aériennes des patients.

Elles permettent de garder l'humidité et la chaleur de l'air expiré dans le milieu filtrant et les restituent, au moment de l'inspiration, dans l'air inspiré.

Nous fournissons les produits LARYNGOFIX®/TRACHEOPIX®/TRACHEOSTOMA-FIX®/LARYTAPE® en différentes tailles.

LARYNGOFIX® TOUCH/LARYTAPE® TOUCH permet l'obturation du trachéostome grâce à un bouton.

**III. AVERTISSEMENTS**

LARYNGOFIX®/TRACHEOPIX®/TRACHEOSTOMA-FIX®/LARYTAPE® ne doit être utilisé qu'une seule fois pour un seul et même patient.

Il ne doit pas être utilisé ou décontaminé, car l'utilisation d'un désinfectant est susceptible de rendre le filtre impraticable.

La stérilisation et la réutilisation doivent empêcher le fonctionnement.

Si apparaissent des irritations cutanées (p. ex. rougeur, démangeaisons), enlever immédiatement la compresse et consulter un médecin. Il se peut que la peau soit particulièrement sensible ou allergique au matériau.

**IV. INSTRUCTIONS D'UTILISATION**

Avec de l'eau chaude et un savon au pH neutre ou des lingettes nettoyantes spéciales de OPTIFAHLL®, nettoyer la peau autour du trachéostome face à un miroir. Sécher la peau. Avant le nettoyage, les écailler, retirer les restes de colle en utilisant OPTICLEAR®.

Nach Abziehen der rückseitigen Schutzfolie ☀ platzieren die Schutzfolie des Tracheostomaschutzes mittig über dem Tracheostoma ☀ und decken Sie das Tracheostoma so ab.

Entfernen Sie den Tracheostomaschutz ☀ indem Sie die Klebestreifen vorsichtig von der Haut abziehen.

**LARYNGOFIX® TOUCH/LARYTAPE® TOUCH :**

Zum Sprechen drücken Sie den Button mit Hilfe eines Fingers leicht herunter, so dass durch den Verschluss die Stimmbildung ermöglicht wird ☀.

**ACHTUNG!**

Verwenden Sie keine fetthaltigen Cremes!

Ein sicherer Halt ist sonst nicht mehr gewährleistet.

**V. NUTZUNGSDAUER**

Die maximale Nutzungsdauer/Tragedauer beträgt 24 Stunden.

Je nach Bedarf ist der Tracheostomaschutz auch mehrmals täglich zu wechseln.

Abweichungen von der zur erwartenden Tragedauer resultieren aus individuellen Tragebedingungen und Hautbeschaffenheiten.

**VI. RECHTLICHE HINWEISE**

Der Hersteller Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eigenmäßige Produktänderungen, nicht vom Hersteller durchgeführte Reparaturen oder durch unsachgemäße Handhabung, Pflege (Reinigung/Desinfektion) und/oder Verwendung des Produktes entgegen den Bestimmungen dieser Gebrauchshinweis verursacht sind.

Sollte im Zusammenhang mit diesem Produkt der Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH ein schwerwiegender Vorfall auftreten, so ist dies dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist, zu melden.

Produktänderungen seitens des Herstellers bleiben jederzeit vorbehalten.

LARYNGOFIX®/TRACHEOPIX®/TRACHEOSTOMA-FIX®/LARYTAPE® ist eine in Deutschland und den europäischen Mitgliedsstaaten eingetragene Marke der Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, Köln.

**DE. I. VORWORT**  
Diese Anleitung gilt für LARYNGOFIX®/TRACHEOPIX®/TRACHEOSTOMA-FIX®/LARYTAPE® Tracheostomaschutz.

Die Gebrauchsanweisung dient der Information von Arzt, Pflegepersonal und Patient/ Anwender zur Sicherung einer fachgerechten Handhabung.

**Bitte lesen Sie die Gebrauchshinweise vor erstmaliger Anwendung des Produkts sorgfältig durch!**

**II. BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH**

LARYNGOFIX®/TRACHEOPIX®/TRACHEOSTOMA-FIX®/LARYTAPE® filtern die Atemluft und mindern dadurch das Eindringen von Partikeln in die Atemwege des Patienten.

Sie speichern Feuchtigkeit und Wärme der ausgetretenen Luft im Filtermedium und geben diese bei Einatmung wieder an die eingeatmete Luft ab.

Wir liefern LARYNGOFIX®/TRACHEOPIX®/TRACHEOSTOMA-FIX®/LARYTAPE® in verschiedenen Größen.

LARYNGOFIX® TOUCH/LARYTAPE® TOUCH ermöglicht mit einem Button den Verschluss des Tracheostomas und somit die Stimmbildung.

**III. EINLEITUNG**

LARYNGOFIX®/TRACHEOPIX®/TRACHEOSTOMA-FIX®/LARYTAPE® sind Einpatientenprodukte und nicht als allgemeiner Gebrauch bestimmt.

Sie dürfen nicht geöffnet oder desinfiziert werden, da die Verwendung von Desinfektionsmittel das Filtermedium unbrauchbar machen kann.

Sterilisation und Wiederverwendung können die Funktion beeinträchtigen und sind daher ebenfalls nicht zulässig.

Bei auftretenden Hautirritationen (z.B. Rötung, Juckreiz) ist das Produkt sofort abzusetzen und einen Arzt aufzusuchen. Möglicherweise besteht in diesem Fall eine besondere Hautempfindlichkeit oder allergiebedingte Unverträglichkeit.

**IV. ANLEITUNG**

Reinigen Sie die Haut um das Tracheostoma mit warmem Wasser und einer pH-neutrauen Seife oder mit OPTIFAHLL® Stomareinigungstücher vor einem Spiegel. Trocknen Sie die Haut ab. Vor der Reinigung ggf. Kleberreste mit OPTICLEAR® von der Haut entfernen.

Nach Abziehen der rückseitigen Schutzfolie ☀ platzieren die Schutzfolie des Tracheostomaschutzes mittig über dem Tracheostoma ☀ und decken Sie das Tracheostoma so ab.

Entfernen Sie den Tracheostomaschutz ☀ indem Sie die Klebestreifen vorsichtig von der Haut abziehen.

**LARYNGOFIX® TOUCH/LARYTAPE® TOUCH :**

Zum Sprechen drücken Sie den Button mit Hilfe eines Fingers leicht herunter, so dass durch den Verschluss die Stimmbildung ermöglicht wird ☀.

**ACHTUNG!**

Verwenden Sie keine fetthaltigen Cremes!

Ein sicherer Halt ist sonst nicht mehr gewährleistet.

**V. NUTZUNGSDAUER**

Die maximale Nutzungsdauer/Tragedauer beträgt 24 Stunden.

Je nach Bedarf ist der Tracheostomaschutz auch mehrmals täglich zu wechseln.

Abweichungen von der zur erwartenden Tragedauer resultieren aus individuellen Tragebedingungen und Hautbeschaffenheiten.

**VI. RECHTLICHE HINWEISE**

Der Hersteller Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eigenmäßige Produktänderungen, nicht vom Hersteller durchgeführte Reparaturen oder durch unsachgemäße Handhabung, Pflege (Reinigung/Desinfektion) und/oder Verwendung des Produktes entgegen den Bestimmungen dieser Gebrauchshinweis verursacht sind.

Sollte im Zusammenhang mit diesem Produkt der Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH ein schwerwiegender Vorfall auftreten, so ist dies dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist, zu melden.

Produktänderungen seitens des Herstellers bleiben jederzeit vorbehalten.

LARYNGOFIX®/TRACHEOPIX®/TRACHEOSTOMA-FIX®/LARYTAPE® ist eine in Deutschland und den europäischen Mitgliedsstaaten eingetragene Marke der Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, Köln.

**NL. I. VOORWOORD**  
Dese handleiding geldt voor LARYNGOFIX®/TRACHEOPIX®/TRACHEOSTOMA-FIX®/LARYTAPE® tracheostomaschermtoestel.

Brugsanvisingen indeholder information til legge, plejepersonale og patient/bruger med henblik på, at der sikres en korrigert håndtering.

**Lees de gebruiksaanwijzing omhyggelijkerhandig golvuldig door voordat u het produkt voor de eerste keer gebruikt!**

**II. FORMALSBESTEMT ANVENDELSE**

LARYNGOFIX®/TRACHEOPIX®/TRACHEOSTOMA-FIX®/LARYTAPE® suddotattavat hengitysluftun ja reducerer dermed intradermisk partikelfiltrering i patientens luftveje.

De bevarer fugtigheden og varmen af den udendørs luft i filtermediet og afgiver ved indånding disse tilbage til den indandørs luft.

Til vejen har LARYNGOFIX®/TRACHEOPIX®/TRACHEOSTOMA-FIX®/LARYTAPE® forskellige størrelser.

LARYNGOFIX® TOUCH/LARYTAPE® TOUCH gør det muligt at lukke tracheostoma med en knap.

**III. ADVARSLER**

**I. WPROWADZENIE**  
Niniejsza instrukcja obejmuje dla ochroniarza otworu tracheostomijnego LARYNGOFIX®/TRACHEOFIX®/TRACHEOSTOMA-FIX®/LARYTAPE®.

Instrukcja użycia jest przeznaczona dla lekarzy, personelu pielęgniarskiego i pacjenta/uytkownika w celu zapewnienia prawidłowego użycia LARYNGOFIX®/TRACHEOFIX®/TRACHEOSTOMA-FIX®/LARYTAPE®.

Pred pierwszym zastosowaniem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję użycia!

## II. UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZENACZENIEM

LARYNGOFIX®/TRACHEOFIX®/TRACHEOSTOMA-FIX®/LARYTAPE® filtrują powietrze oddechowe i zmniejszają w ten sposób przedstawianie się częstek do dróg powietrznych. Gromadzą one wilgoć i ciepło wydychanego powietrza w medium filtrującym i oddają je podczas wdechu do wydychanego powietrza. Dostarczamy LARYNGOFIX®/TRACHEOFIX®/TRACHEOSTOMA-FIX®/LARYTAPE® w różnych rozmiarach.

LARYNGOFIX®/TOUCH/LARYTAPE® TOUCH umożliwia zamknięcie otworu tracheostomijnego za pomocą przycisku i tym samym wytwierdzanie głosu.

## III. OSTRZEŻENIA

LARYNGOFIX®/TRACHEOFIX®/TRACHEOSTOMA-FIX®/LARYTAPE® są produktem przeznaczonym do stosowania przy jednym pacjencie i są przeznaczone tylko do jednorazowego użycia. Nie wolno ich oczyszczać ani dezynfekować, ponieważ zastosowanie środka dezynfekcyjnego może spowodować nieuzupełniony medium filtrującego. Sterylizacja i powtórne użycie mogą mieć negatywny wpływ na działanie i tego powodu są również niedopuszczalne.

## IV. INSTRUKCJA

Oczyszczaj po lustrem skóre wokół otworu tracheostomijnego cięplą wodą z mydłem o neutralnym pH lub chusteczkami OPTIFAH® do czyszczenia otworu tracheostomijnego. Usuń ochroniarza otwór tracheostomijnego poprzez ostrożne ściągnięcie ze skóry za pomocą OPTICLEAR®.

## V. DOBA POUZITELNOSTI

Maksymální doba použitelnosti/doba nošení je 24 hodiny.

## VI. INFORMACE PRAWNE

Wytwórcą LARYNGOFIX®/TRACHEOFIX®/TRACHEOSTOMA-FIX®/LARYTAPE® jest Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, który nie przejmuje odpowiedzialności za skody powstałe w wyniku nieuwzględnienia aman produktu i naprawy niewykonanych przez producenta lub niepowiadomionego użycia, pieczęci (czyszczenia/dezinfekcji) i/lub przechowywania produktów niezgodnie z niniejszą instrukcją użycia.

Jesli w związku z tym produktem firma Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH dojdzie do poważnego incydentu, należy o tym poinformować producenta i właściwy organ państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę użytkownika lub pacjenta.

Producent zastrzega sobie do wprowadzania w katalogu zmian aman w produkcie.

LARYNGOFIX®/TOUCH/LARYTAPE® TOUCH jest zarejestrowanym

w Niemczech i krajach członkowskich Unii Europejskiej znakiem towarowym firmy Andreas

Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, Kolonia.

## I. ÚVOD

Tento pokyny se vztahuji na tracheální ochranu LARYNGOFIX®/TRACHEOFIX®/TRACHEOSTOMA-FIX®/LARYTAPE®.

Návod k používání slouží jako informace lekára, zdravotnímu personálu a pacientu/uživatelům k zabezpečení správného zacházení.

Pred prvňím použitím výrobku si pečlivě proštudujte návod k používání!

## II. URČENÉ POUŽITÍ

LARYNGOFIX®/TRACHEOFIX®/TRACHEOSTOMA-FIX®/LARYTAPE® filtrují vzdichy k dýcháním a sníží tak pronikání částic do cest pacienta.

Udržují vlhkosť a teplo vydechaného vzduchu ve filtrovaném médiu a předlívají ho zpět při vdechování do vdechaného vzdachu.

LARYNGOFIX®/TRACHEOFIX®/TRACHEOSTOMA-FIX®/LARYTAPE® dodáváme v různých velikostech.

LARYNGOFIX®/TOUCH/LARYTAPE® TOUCH má tlačítko, kterým se uzavírá tracheostoma, aby se mohly vytvořit hlas.

## III. NAMENSAKA UPORABA

LARYNGOFIX®/TRACHEOFIX®/TRACHEOSTOMA-FIX®/LARYTAPE® filtrirajo udihni zrak

i smanjuju prodiranje stranih čestica u dišne puteve pacijenta.

V filtriranim mediju zbirajo vtoplo v slago po izdhanju zraka ter ju pri vdihu ponovo oddajo

v dehane zraku.

LARYNGOFIX®/TRACHEOFIX®/TRACHEOSTOMA-FIX®/LARYTAPE® isporučuju-

mo u različitim veličinama.

LARYNGOFIX®/TOUCH/LARYTAPE® TOUCH ima jedan dugun kojim se zatvara tracheostoma, a tako izvoruje glas.

## III. UPOZORENJA

LARYNGOFIX®/TRACHEOFIX®/TRACHEOSTOMA-FIX®/LARYTAPE® so priporočeni za jednog pacienta, ktery je učren k jednorazovemu použitiu.

Nestriži se čisti ani dezinfikraci, saj lahko zaradi dezinfekcijskih prostredkov filtrirni

medij postane neuporaben.

Sterilizacija je potrebna uporaba lahko negativno utjecati na delovanje in zato prav

je potreben dezinfectant.

Če pride do draženja kože (npr. redčica, srbenje), morate izdelej takoj sneti in obiskati

zdravnik. Mogoče gre v tem primeru za posebno občutljivost kože ali alergijo.

## IV. NAVODLA

Kožo okolo tracheostome očistite s toplo vodom z neutralnim pH ali pa z robički za čišćenje tracheostome OPTIFAH® pred zgradnjom. Kožo obrišite. Pred čišćenjem s kožo odstranite morebitne ostanki lepila z izdelkom OPTICLEAR®.

Po odstranjenju očistite foliju na zadnji strani ① umišlite trahealni očrnatni stredem ples

trički.

LARYNGOFIX®/TOUCH/LARYTAPE® TOUCH:

Ce želite govoriti, narašči gumb z enim prstom, da omogočite izgovorjanje glasov

zauzvrat.

## POZOR!

Nepouživajte mastné krémy!

Jinak nelze zaručit, že bude páska bezpečně držet.

## V. DOBA POUZITELNOSTI

Maximální doba použitelnosti/doba nošení je 24 hodin.

## VI. INSTRUKCJA

Najdaljša dobrodober uporabe/čas nošenja je 24 ur.

## VII. TRAJANJE

Trahealni čščnik lahko po potrebi zamenjate tudi večkrat na dan.

Odstopanja od pričakanja dobe uporabe so posledica posameznih pogojev uporabe in stanja kože.

## VIII. PRAVNI NAPOMENI

Proizvajalec Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH neruči za škodi zplošbeno svetovnimi

uravnimi virovimi, opravni napovedanimi vrojkovim nebo neoburnim zahčenim, nespravnim pčelj (čščenjem/dezinfekcijo) nebo nespravnim učinkovanim vrojkom v razponu

po poketu v

z obvezno.

Dojde-li v sovjetnosti s tímto výrobkem společnosti Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH k závažné nežádoucí případu, musí být příhoda nahlášena výrobci a příslušnému orgánu českého státu, v němž je užíváno, resp. pacient bydlí.

Výrobce si vyhrazuje právo výrobek

zrušit.

Proizvajalec si pridržuje právo do sprememb izdelka.

LARYNGOFIX®/TRACHEOFIX®/TRACHEOSTOMA-FIX®/LARYTAPE® je v Nemčiji in drugih državah članicah EU registrirana znamka podjetja Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, Kelna.

© 2014 Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH

Kelna.

Pravne napomene

je.

je.</p