







- ▶ Ringförmige Schaumstoffscheibe mit einer zentralen Öffnung
- ▶ Dient der Angleichung des Hautniveaus eines unregelmäßigen, tiefliegenden Tracheostomas.
- ▶ Mit Klebekontaktfläche
- ▶ In Kombination mit LARVOX® Tape wird die Auflagefläche des Tapes optimiert und dadurch eine längere Tragezeit ermöglicht.
- ▶ Darüber hinaus wird die Sprechoption verbessert, da ein unerwünschter Luftverlust verringert werden kann.
- ▶ Die unterschiedlichen Größenausführungen (S / M / L) dienen der individuellen Anpassung um ein gleichmäßiges Hautniveau für die Abdeckung mit LARYVOX® Tape zu erreichen.



-  Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren
-  Trocken aufbewahren
-  Nicht zur Wiederverwendung
-  Gebrauchsanweisung beachten
-  CE-Kennzeichnung

Bestellhinweis:

LARYVOX® Foam S, Packung mit 10 Stück

REF 48420

LARYVOX® Foam M, Packung mit 10 Stück

REF 48430

LARYVOX® Foam L, Packung mit 10 Stück

REF 48440