

# PHON VALVE

Sprechventil

- ▶ Sprechventil - besonders klein, unauffälliges Design und geringes Gewicht
- ▶ Silikonventil
- ▶ Kompatibel zu allen 15 mm Konnektoren (UNI)
- ▶ Für Tracheotomierte, nicht für Laryngektomierte geeignet
- ▶ Das Sprechventil ist ausschließlich in Kombination mit einer Phonationskanüle verwendbar
- ▶ Einzeln verpackt



## Bestellhinweis:

PHON VALVE

Packung mit 3 Stück

REF 27140