

OPTIBRUSH® SET / OPTIBRUSH® SET PLUS

REF 31011



REF 31012



- ▶ Beide Sets zur Reinigung von Trachealkanülen, enthalten:
 - OPTIBRUSH® CONT Reinigungsdose (REF 31200) mit großem Durchmesser, um die Reinigung von Trachealkanülen zu ermöglichen. Die Reinigungsdose enthält einen herausnehmbaren Siebeinsatz, der das Bewegen der Kanülen in der Lösung ermöglicht.
 - OPTIBRUSH® CLEAN Reinigungspulver (REF 31110): für die einfache und genaue Herstellung einer Reinigungslösung; einfach in lauwarmem Wasser auflösen. Für eine gründliche Entfernung von anhaftenden Blut- und Sekretresten auf der Kanüle.
- ▶ **OPTIBRUSH® SET (REF 31011)** enthält:
 - OPTIBRUSH® Reinigungsbürsten (REF 31850) sind biegsam und haben eine abgerundete Spitze, um eine Beschädigung des weichen Kanülenmaterials zu vermeiden.
- ▶ **OPTIBRUSH® SET PLUS (REF 31012)** enthält:
 - OPTIBRUSH® PLUS (REF 31855) Reinigungsbürsten sind biegsam und mit einem weichen, wischaktiven und saugfähigen Fasertop umgeben.
- ▶ Die Bürstengröße entspricht der Set-Größe.

LIEFERUMFANG

- ▶ Gebrauchsanweisung

OPTIBRUSH® SET REF 31011
 1 x OPTIBRUSH® CONT Reinigungsdose
 1 x OPTIBRUSH® CLEAN Reinigungspulver (100 g)
 4 x OPTIBRUSH® Reinigungsbürsten

oder

OPTIBRUSH® SET PLUS REF 31012
 1 x OPTIBRUSH® CONT Reinigungsdose
 1 x OPTIBRUSH® CLEAN Reinigungspulver (100 g)
 4 x OPTIBRUSH® PLUS Reinigungsbürsten

Bitte geben Sie bei der Bestellung die Größe hinter der Artikelnummer an!

Alle Set-Komponenten sind auch einzeln erhältlich.

| Produkt | Größe | REF |
|---------------------|-------|----------|
| OPTIBRUSH® SET | 08 | 31011-08 |
| OPTIBRUSH® SET | 10 | 31011-10 |
| OPTIBRUSH® SET | 12 | 31011-12 |
| OPTIBRUSH® SET PLUS | 08 | 31012-08 |
| OPTIBRUSH® SET PLUS | 10 | 31012-10 |
| OPTIBRUSH® SET PLUS | 12 | 31012-12 |