

TRACHEOTEX® SHIRT

- ▶ Schutzrolli zur Abdeckung und zum Schutz des Tracheostomas bei Laryngektomierten und Tracheotomierten
- ▶ Besteht aus weichem Baumwolljersey
- ▶ Besonders luftdurchlässig und hautsympathisch
- ▶ Angenehm leicht – trägt nicht unter der Kleidung auf
- ▶ Die eingeatmete Luft wird gefiltert, angewärmt und angefeuchtet
- ▶ Der Stehbund ist durchgehend elastisch und dadurch extrem dehnfähig. Dies ermöglicht einen bequemen Sitz und die Anpassung an verschiedene Halsweiten
- ▶ Durch die besondere Fabrikationsweise entfällt die Notwendigkeit eines separaten Verschlusssystems (wie dies bei herkömmlichen Schutzrollis der Fall ist)
- ▶ Alternativ ist das TRACHEOTEX® Shirt auch als gestrickter Rolli erhältlich: TRACHEOTEX® ROLLI, REF 43300 (s. separates Datenblatt)
- ▶ Zahlreiche Farbvarianten (vgl. Farbmusterkarte – als separate Broschüre verfügbar)



	Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren
	Trocken aufbewahren
	Einpatientenprodukt
	Gebrauchsanweisung beachten
	CE-Kennzeichnung
	Handwäsche
	Nicht im Trommelrockner trocknen

Bestellhinweis:

TRACHEOTEX® Shirt, min. 20 cm

Farb-Nr. bitte bei Bestellung zusätzlich angeben (siehe Farbmusterkarte)!

REF 43301