

HUMIDOPHONE® / HUMIDOPHONE® TYP 15

REF 46480



REF 46485



- ▶ Sprechventil mit integriertem Filter
- ▶ Flaches Profil, geringes Gewicht
- ▶ Offenporiger Polyurethan-Filter
- ▶ Filter in proximaler Position (zum Patienten hin)
- ▶ **HUMIDOPHONE®** (REF 46480) mit 22 mm-Kombiadapter (KOMBI) und **HUMIDOPHONE® TYP 15** (REF 46485) mit 15 mm-Konnektor (UNI)

LIEFERUMFANG

- ▶ Gebrauchsanweisung

HUMIDOPHONE® REF 46480
30 x Sprechventil

oder
HUMIDOPHONE® TYP 15 REF 46485
30 x Sprechventil

Das HUMIDOPHONE® Sprechventil darf ausschließlich von Patienten mit teilweise oder vollständig erhaltenem Kehlkopf verwendet werden!

| Produkt | VE | REF |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------|
| HUMIDOPHONE® | 30 Stück, jeweils zu 5 Stk. verpackt | 46480 |
| HUMIDOPHONE® TYP 15 | 30 Stück, jeweils zu 5 Stk. verpackt | 46485 |

