


LARYVOX® EMERGENCY-SET LARYNGECTOMY PRO

Komplettes Set für die Notfallversorgung laryngektomierter Patienten

- ▶ 1x LARYVOX® SOS safe-mask
Notfall-Beatmungsmaske für Laryngektomierte
- ▶ 1x TRACHEOTEC® VARIO CUFF
Trachealkanüle mit Niederdruckmanschette, Größe 07
- ▶ 1x LARYVOX® Tracheospreizer
Mit dem LARYVOX® Tracheospreizer kann die Kanüle sicher und schnellstmöglich eingesetzt werden
- ▶ 1x LARYVOX® Connect
Verbindet den 22 mm Adapter (KOMBI) der LARYVOX® SOS Safe Maske mit dem 15 mm Konnektor (UNI) z.B. einer Trachealkanüle
- ▶ 5x LARYVOX® O₂ Connect
Mit Multiadapter; kann an die Laryvox Tape Basisplatte mit 22 mm (KOMBI) Adapter oder an eine Trachealkanüle mit 15 mm Konnektor (UNI) angeschlossen werden. Der Sauerstoffanschluss ermöglicht die Zufuhr von zusätzlichem Sauerstoff
- ▶ 5x LARYVOX® Tape COMFORT / XL Oval
Basisplatte mit starker Klebekraft und extra großer Oberfläche, mit 22 mm Adapter (KOMBI)
- ▶ 3x OPTIFLUID®
Vliestuch, getränkt mit farblosem Neutralöl als Gleitmittel für die TRACHEOTEC® Trachealkanüle
- ▶ 1x Sauerstoffschlauch
- ▶ 1x Einmalspritze / 10ml



Für alle Set-Komponenten stehen einzelne und detaillierte Datenblätter zur Verfügung.

Bestellhinweis:

LARYVOX® EMERGENCY-SET Laryngectomy PRO

REF 48007