

# LARYVOX® SOS MASK

- ▶ Beatmungstrichter für den Notfall
- ▶ Ermöglicht eine sichere Mund-zu-Tracheostoma-Beatmung
- ▶ Aus zwei Teilen bestehend: einer weichen Silikon-Halsmaske und einem Adapterrohr aus Kunststoff, der auf die Halsmaske aufgesteckt wird
- ▶ Geeignet sowohl für die direkte Beatmung in das Tracheostoma als auch für eine indirekte Beatmung über eine Trachealkanüle
- ▶ Einfach zu reinigen, leicht, handlich und klein
- ▶ Durch die einfach zu lösende Steckverbindung kann der Beatmungstrichter ohne großen Aufwand in seine beiden Einzelteile zerlegt werden, die sich problemlos z.B. in einer Jackentasche verstauen lassen
- ▶ Im Lieferumfang enthalten ist zusätzlich ein Notfallausweis und ein Notfallaufkleber für Halsatmer



Einpatientenprodukt



Gebrauchsanweisung beachten



CE-Kennzeichnung

## Bestellhinweis:

**LARYVOX® SOS MASK**

**REF 75010**