

TRACHEOTEX® SCARF

- ▶ Verdeckt und schützt das Tracheostoma bei Laryngektomierten und Tracheotomierten
- ▶ Wird mit einem breiten, ca 1 cm langen Befestigungsband um den Hals gebunden
- ▶ Durch die mittig eingearbeitete Einlage aus mehrschichtigem, feinem Gitterstoff wird die eingeatmete Luft erwärmt, angefeuchtet und gefiltert
- ▶ Mit Klettverschluss
- ▶ Ein Verstell-Clip am Befestigungsband ermöglicht eine Anpassung an verschiedene Halsweiten (ca. 41 - 47 cm Halsumfang)
- ▶ Waschbar und wiederverwendbar
- ▶ Zahlreiche Farb- und Mustervarianten
(vgl. Farbmusterkarte, die als eigene Broschüre zur Verfügung steht)



	Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren
	Trocken aufbewahren
	Einpatientenprodukt
	Gebrauchsanweisung beachten
	CE-Kennzeichnung
	Handwäsche
	Nicht im Trommel Trockner trocknen

Bestellhinweis:

TRACHEOTEX® Scarf, 41 - 47 cm

Farb-Nr. bitte bei Bestellung zusätzlich angeben (siehe Farbmusterkarte)!

REF 42000