

LARYVOX® SOS SAFE-MASK

- ▶ Beatmungsmaske für Laryngektomierte
- ▶ Ermöglicht bei Bedarf oder in Notfallsituationen eine sichere Mund-zu-Tracheostoma-Beatmung
- ▶ Durch ein aufgesetztes Einmalventil wird dem Anwender ein zuverlässiger Schutz vor möglicher Ansteckung gegeben: Die ausgeatmete Luft ebenso wie eventuell austretendes Sekret werden durch das seitlich an der Maske gelegene Ventil ausgeleitet und werden nicht durch den Luftspendenden eingeatmet
- ▶ Die trichterförmige Gestaltung und das weiche und flexible Silikonmaterial ermöglichen eine zuverlässige Abdichtung des Tracheostomas, auch bei unebener Hautoberfläche
- ▶ Im Lieferumfang enthalten ist zusätzlich ein Notfallausweis und ein Notfallaufkleber für Halsatmer



Einpatientenprodukt



Gebrauchsanweisung beachten



CE-Kennzeichnung

Bestellhinweis:

LARYVOX® SOS SAFE-MASK

REF 75000