


HUMIDOSTOM® JUNIOR

REF 46850

PED

UNI



- ▶ HME Filter (Heat-Moisture Exchanger) für Kinder
- ▶ 15 mm-Konnektor (UNI) – passt auf alle Trachealkanülen mit 15 mm Standardkonnektor
- ▶ Offenporiger Polyurethan-Filter
- ▶ Filter blau gefärbt: angenehmeres optisch/ästhetisches Erscheinungsbild
- ▶ Geringes Gewicht, nur 2 g Gewicht – die Größe ist der kindlichen Anatomie angepasst
- ▶ Einzeln im Peel-Pack verpackt
- ▶ Verpackungseinheit: 30 Stück

LIEFERUMFANG

- ▶ Gebrauchsanweisung

HUMIDOSTOM® JUNIOR**REF 46850**

1 x HME-Filter / Künstliche Nase

Produkt	VE	REF
HUMIDOSTOM® JUNIOR	30 Stück, einzeln verpackt	46850

