


# LARYVOX® EMERGENCY-SET LARYNGECTOMY

Komplettes Set für die Notfall-Sauerstoffversorgung laryngektomierter Patienten

- ▶ 1x LARYVOX® SOS safe-mask  
Notfall Beatmungsмасke für Laryngektomierte
- ▶ 1x LARYVOX® Tweezers  
Borkenpinzette zum schnellen und sicheren Entfernen von zähem Sekret
- ▶ 1x LARYVOX® Connect  
Verbindet den 22 mm Adapter (KOMBI) der SOS Safe Maske mit dem 15 mm Konnektor (UNI)  
z.B. einer Trachealkanüle
- ▶ 5x LARYVOX® O<sub>2</sub> Connect  
Mit Multiadapter; kann an die LARYVOX® TAPE Basisplatte mit 22 mm Adapter (KOMBI) oder an eine Trachealkanüle mit 15 mm Konnektor (UNI) angeschlossen werden. Der Sauerstoffanschluss ermöglicht die Zufuhr von zusätzlichem Sauerstoff
- ▶ 5x LARYVOX® O<sub>2</sub> HME  
Künstliche Nase mit flachem Profil und der Möglichkeit eines druckfreien Fingerverschlusses;  
zusätzlich ermöglicht der Sauerstoffanschluß die Zufuhr von zusätzlichem Sauerstoff
- ▶ 5x LARYVOX® Tape Comfort XL Oval  
Basisplatte mit starker Klebekraft und extra großer Oberfläche, mit 22 mm Adapter (KOMBI)
- ▶ 1x Sauerstoffschlauch



**Für alle Set-Komponenten stehen einzelne und detaillierte Datenblätter zur Verfügung.**

## Bestellhinweis:

**LARYVOX® EMERGENCY-SET Laryngectomy**

**REF 48006**