

HUMIDOTRACH® PRO / HUMIDOTRACH® PRO ISO

REF 46456



REF 46457



REF 46320 (optional)



- ▶ HME Filter (Wärme- und Feuchtigkeitsaustauscher/ Künstliche Nase) mit Sauerstoffanschluss
- ▶ 15 mm Standardkonnektor passt auf alle Trachealkanülen mit 15 mm-Konnektor (UNI)
- ▶ Offenporiger Polyurethan-Schaumstofffilter
- ▶ Gitterförmiges Gehäuse ermöglicht einen maximalen Luftaustausch
- ▶ Mit Überdruckventil, um problemloses Abhusten zu ermöglichen
- ▶ Einzelverpackt (Peel-Pack)
- ▶ **HUMIDOTRACH® PRO (REF 46456)**: zusätzlich am Gehäuse seitlich angebrachter Sauerstoffstutzen (Steckanschluss 5 mm) ermöglicht den Anschluss eines Verbindungsschlauches und somit die Kombination mit einer Sauerstoffquelle
- ▶ Sauerstoff-Anschlusschlauch zusätzlich erhältlich (REF 46320)
- ▶ **HUMIDOTRACH® PRO ISO (REF 46457)**: zusätzlich am Gehäuse seitlich angebrachter Sauerstoffstutzen (ISO Steckanschluss / Nippel 6 mm) ermöglicht den Anschluss eines Verbindungsschlauches und somit die Kombination mit einer Sauerstoffquelle
- ▶ Genormt für alle ISO Sauerstoff-Anschlusschläuche

LIEFERUMFANG

- ▶ Gebrauchsanweisung

HUMIDOTRACH® PRO **REF 46456**

1 x HME-Filter

oder

HUMIDOTRACH® PRO ISO **REF 46457**

1 x HME-Filter

Optional erhältlich:

Oxygen connection tube **REF 46320**

O₂-Anschlusschlauch, Packung mit 50 Stück

Produkt	VE	REF
HUMIDOTRACH® PRO	30 Stück, einzeln verpackt	46456
HUMIDOTRACH® PRO ISO	30 Stück, einzeln verpackt	46457

CE 0482