

# LARYVOX® HANDS-FREE SET

Hilfsmittel-Set für laryngektomierte Patienten mit Stimmprothese:

- ▶ LARYVOX® Hands-Free Valve Kombi HME Low Resistance Sprechventil, Verstellbares Sprechventil mit 22mm Adapter, um ein HME anzuschließen; paßt auf alle LARYVOX® Tape Basisplatten und LARYNGOTEC® Silikonkanülen und LARYNGOTEC® Stoma Buttons mit 22mm Adapter
- ▶ LARYVOX® Duo Brush Set mit Doppelfunktion: 6 Stück (eine Box), Größe 10; für die schonende Reinigung einer Stimmprothese, mit Bürste, Reinigungsschwämmchen und einem LARYVOX® Clip, um eine Stomalampe zu befestigen; mit Spiegel auf der Rückseite der Box.
- ▶ LARYVOX® HME 5 Stück, Flaches Profil, unauffällig, hautfarben, mit stabilem Rahmen für leichten Fingerverschluß ohne Druck
- ▶ LARYVOX® Tape Comfort XL Oval 5 Stück, mit sehr starker Klebekraft für unregelmäßige Tracheostomas und für körperliche Aktivitäten
- ▶ OPTIGARD® Hautschutztücher 5 Stück, für die vorbereitende Hautpflege bei der Verwendung von Basisplatten, schützt die Haut vor Irritationen und erhöht die Klebekraft der Basisplatte
- ▶ OPTICLEAR® Pflasterkleber-Entferner 5 Stück, für die schnelle und schonende Beseitigung von Kleberesten auf der Haut nach Entfernung der Basisplatte



**Für alle Set-Komponenten stehen einzelne und detaillierte Datenblätter zur Verfügung**

Bitte entnehmen Sie die Piktogramme der entsprechenden Gebrauchsanweisung der einzelnen Produkte.

## Bestellhinweis:

**LARYVOX® Hands-Free Set**

**REF 21986**