

LARYVOX® EXTRA HME




FILTERKASSETTE

- ▶ HME im diskreten Design mit Sprechoption durch leichten Fingerverschluss
- ▶ Für die Anwendung am Tag und in der Nacht (max. 24 Std.)
- ▶ Sehr gute Haptik: Eine abgerundete Vertiefung im Deckel des HMEs vereinfacht den Verschlussmechanismus zusätzlich und macht die optimale Fingerpositionierung sehr gut fühlbar
- ▶ Durch die seitliche Öffnungen des LARYVOX® EXTRA HMEs wird eine weitgehend ungehinderte und leichte Atmung unterstützt - selbst bei darüber liegender Kleidung.
- ▶ Ein Fingerfalz am Gehäuse ermöglicht ein einfaches und schnelles Entfernen des HMEs (z.B. beim Husten)
- ▶ Ein 22 mm Adapter (KOMBI) ermöglicht den Anschluss an alle herkömmlichen Basisplatten (z.B. LARYVOX® TAPE) oder Silikonkanülen für Laryngektomierte (z.B. LARYNGOTEC®)
- ▶ Folgende Varianten sind verfügbar:

Normal - normaler Atemwiderstand bei normaler körperlichen Anstrengung

Medium - mittlerer Atemwiderstand bei körperlichen Aktivitäten

HighFlow - verringerter Atemwiderstand bei starker körperlicher Belastung



Bestellhinweis:

LARYVOX® EXTRA HME, Verpackung mit 30 Stück

REF 49860

LARYVOX® EXTRA HME MEDIUM, Verpackung mit 30 Stück

REF 49862

LARYVOX® EXTRA HME HighFlow, Verpackung mit 30 Stück

REF 49861

