



- ▶ Verhindert weitestgehend das Eindringen von Wasser in die Trachea während des Duschens
- ▶ Luftöffnungen befinden sich im unteren Bereich der Kappe. Hierdurch strömt die Atemluft ein.
- ▶ Zusätzlich befindet sich ein dünner seitlicher Schutzrand an der Kappe, der sich nahtlos an die Haut anschmiegt und dadurch die Abdichtung und somit den Wasserschutz optimiert.
- ▶ Flexibles und hautschonendes Material, für einen angenehmer Tragekomfort
- ▶ Behält durch die eingearbeiteten Verstrebungen auch während des Duschens seine Form, da die Kunststoff-Kappe hierdurch stabilisiert wird und nicht zusammenfallen kann.
- ▶ Auf verschiedene Halsweiten einstellbar



Einpatientenprodukt



Gebrauchsanweisung beachten



CE-Kennzeichnung

### Bestellhinweis:

**SECUTRACH® Duscheschutz**

**REF 47000**