



## OPTICLEAR®:

- ▶ Spezialtuch für Laryngektomierte bei der Nutzung von Basisplatten und zur Entfernung von Hautkleber aller Art
- ▶ Weiches Reinigungsvlies mit einer Reinigungs lotion auf Alkoholbasis. Kleberückstände werden schnell und schonend von der Haut gelöst und aufgenommen
- ▶ Besonders große Oberfläche, griffest
- ▶ Gelbe Umverpackung ermöglicht eine gut sichtbare Unterscheidbarkeit vom Komplementärprodukt OPTIGARD® Hautschutzfilm (s. unten)



## OPTIGARD®:

- ▶ Spezialtuch zur vorbereitenden Hautpflege für Laryngektomierte bei Anwendung von Klebescheiben und Halteplatten aus Filtersystemen
- ▶ Schützt die Haut vor Irritationen, die durch Hautkleber hervorgerufen werden können
- ▶ Erhöht die Haftfähigkeit des Hautklebers
- ▶ Einfache Anwendung auf der vorgereinigten Haut: Die Haut wird mit einem dünnen Schutzfilm überzogen, der nach wenigen Sekunden trocknet
- ▶ Die Filmschicht braucht bei einem Pflasterwechsel nicht unbedingt entfernt zu werden, kann jedoch mit milder Reinigungs lotion und Wasser abgewaschen werden
- ▶ Grüne Umverpackung ermöglicht eine gut sichtbare Unterscheidbarkeit vom Komplementärprodukt OPTICLEAR® Pflasterkleberentferner (s. oben)



### Bestellhinweis:

OPTICLEAR®, Packung mit 30 Stück

REF 33500

OPTIGARD®, Packung mit 30 Stück

REF 33600