


DURATWIX® JUNIOR PED / PDC

- ▶ Trachealkanüle für Kinder (Pädiatrie), ohne CUFF (REF 17436) und mit CUFF (REF 17438) erhältlich
- ▶ Anpassendes, stützendes und leichtes Material
- ▶ Frei von Latex und DEHP
- ▶ Weiches, flexibles Kanülenschild mit Aufdruck der wesentlichen Spezifikationen der Kanüle
- ▶ Abgerundete Kanülenspitze, um Schleimhautreizungen vorzubeugen
- ▶ Mit Röntgenkontraststreifen
- ▶ Set beinhaltet ein Kanülentrageband, einen Obturator und einen Kanülenpass



Bestellhinweis:

DURATWIX® JUNIOR PED

Größe 2,5-6



REF 17436

DURATWIX® JUNIOR PDC

Größe 2,5-6



REF 17438

Bei Bestellung bitte Größe hinter Artikelnummer angeben!

Größe	A.D. mm	I.D. mm	Winkel ca.	Cuff (Ø) mm	Länge über den Außenbogen mm	Länge über den Mittelbogen mm
2,5	4,0	2,5	120°	8	34	32
3	4,5	3,0	120°	9	37	35
3,5	5,1	3,5	120°	10	42	39
4	5,8	4,0	120°	12	46	43
4,5	6,5	4,5	120°	12	50	47
5	7,1	5,0	120°	15	53	49
5,5	7,6	5,5	120°	15	58	54
6	8,3	6,0	120°	18	64	60

A.D. = Außendurchmesser · I.D. = Innendurchmesser