


OPTIFLAUSCH®

REF 32550



REF 32551



- ▶ Kanülen-trageband
 - "K" Varianten: mit Klettverschluss
 - "H" Varianten: mit Kunststoff-Haken
- ▶ Ermöglicht die sichere Fixierung von Trachealkanülen
- ▶ Leichter Schaumstoffkern, der von einem hautsympathischen Vliesstoff umgeben ist
- ▶ Komfortabel weiches Material, das einen anschmiegsamen Sitz ermöglicht
- ▶ Das Trageband ist ca. 4 mm dick
- ▶ Ermöglicht schnelle Anpassung auf die gewünschte Halsweite mittels Klettverschluss (2-teilig, verstellbar)
- ▶ Farbe: weiß
- ▶ Einzeln verpackt

LIEFERUMFANG**OPTIFLAUSCH® K** **REF 32550**

1 x Kanülen-trageband
1 x Gebrauchsanweisung

oder

OPTIFLAUSCH® H **REF 32551**

1 x Kanülen-trageband
1 x Gebrauchsanweisung

Produkt	Länge	Breite	REF
OPTIFLAUSCH® K	24 - 45 cm	2,5 cm	32550
OPTIFLAUSCH® H	24 - 47 cm	2,5 cm	32551



OPTIFLAUSCH®

REF 32553



REF 32555



- ▶ Kanülen-trageband
 - "K" Varianten: mit Klettverschluss
 - "K PED" Variante: mit Klettverschluss, für Kinder
- ▶ Ermöglicht die sichere Fixierung von Trachealkanülen
- ▶ Leichter Schaumstoffkern, der von einem hautsympathischen Vliesstoff umgeben ist
- ▶ Komfortabel weiches Material, das einen anschmiegsamen Sitz ermöglicht
- ▶ Das Trageband ist ca. 4 mm dick
- ▶ Ermöglicht schnelle Anpassung auf die gewünschte Halsweite mittels Klettverschluss (2-teilig, verstellbar)
- ▶ Mit weißen Klettverschlüssen und elastischem Gummiband-Einsatz
- ▶ Farbe: beige
- ▶ Einzeln verpackt

LIEFERUMFANG**OPTIFLAUSCH® K beige** **REF 32553**1 x Kanülen-trageband
1 x Gebrauchsanweisung

oder

OPTIFLAUSCH® K PED **REF 32555**1 x Kanülen-trageband
1 x Gebrauchsanweisung

Produkt	Länge	Breite	REF
OPTIFLAUSCH® K beige	24 - 45 cm	2,5 cm	32553
OPTIFLAUSCH® K PED	16 - 23 cm	2,0 cm	32555

