

LARYVOX® HME

REF 49800



CE

- ▶ Offenporiger PU-Schaumstoff
- ▶ Hautfarben, um ein unauffälliges Erscheinungsbild zu gewährleisten
- ▶ Geringes Gewicht, flaches Profil
- ▶ Stabiles Gehäuse – kann durch Fingerauflage ohne Druck verschlossen werden, um laryngektomierten Patienten mit Stimmprothese das Sprechen zu ermöglichen
- ▶ Standardvariante (REF 49800) mit 22 mm-Kombiadapter
- ▶ Variante mit Sauerstoffanschluss (REF 49802) und Multiadapter für die Konnektierung von 15 mm-Konnektoren (UNI) und 22 mm-Kombiadaptoren (KOMBI), die den Anschluss an alle herkömmlichen Basisplatten (z.B. LARYVOX® TAPE) oder Silikonkanülen für Laryngektomierte (z.B. LARYNGOTEC®) ermöglicht.

REF 49802



CE 0482

LIEFERUMFANG

- ▶ Gebrauchsanweisung


LARYVOX® HME **REF 49800**

1 x Filterkassette

oder

LARYVOX® O₂ HME **REF 49802**

1 x Filterkassette



| Produkt | VE | REF |
|-----------------------------|----------------------------|-------|
| LARYVOX® HME | 30 Stück, einzeln verpackt | 49800 |
| LARYVOX® O ₂ HME | 30 Stück, einzeln verpackt | 49802 |