



TRACHLINE® HUMIDOSTOM® MINI

Filterkassette

- ▶ HME Filter (Heat-Moisture Exchanger)
- ▶ Offenporiger PU Filter
- ▶ Das Kunststoffgehäuse verfügt patientenseitig über einen Bajonett-Verschluss und gewährleistet so die Verbindung mit einer TRACHLINE® Trachealkanüle
- ▶ Mit Sauerstoffanschluss
- ▶ Einzeln im Peel-Pack verpackt



Bestellhinweis:

TRACHLINE® HUMIDOSTOM® MINI

Packung mit 30 Stück

REF 46860