


# TRACHEOTEX® EASY

- ▶ Verdeckt und schützt das Tracheostoma bei Laryngektomierten und Tracheotomierten
- ▶ In Form eines modischen Dreiecktuches geschnitten
- ▶ Einfache Befestigung durch Verknoten der Tuchspitzen im Nacken
- ▶ Eine Einlage aus mehrschichtigem, feinem Gitterstoff sorgt für eine Erwärmung, Anfeuchtung und Filterung der eingeatmeten Luft. Gleichzeitig wird austretendes Trachealsekret zuverlässig aufgefangen
- ▶ Waschbar bei 30°C und wiederverwendbar
- ▶ Zahlreiche Farb- und Mustervarianten  
(vgl. Farbmusterkarte, die als eigene Broschüre zur Verfügung steht)



	Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren
	Trocken aufbewahren
	Einpatientenprodukt
	Gebrauchsanweisung beachten
	CE-Kennzeichnung
	Handwäsche
	Nicht im Trommelrockner trocknen

## Bestellhinweis:

**TRACHEOTEX® EASY**, max. 55 cm

Farb-Nr. bitte bei Bestellung zusätzlich angeben (siehe Farbmusterkarte)!

**REF 42002**