


LARYVOX® PAD CONNECT





Dichtplatte



CE



CE



- ▶ LARYVOX® PAD CONNECT ist eine selbstklebende Dichtplatte aus weichem, hautfarbenen, medizinischen Silikon mit einem integrierten 22 mm-Konnektor (KOMBI)
- ▶ Besonders hautfreundlich aufgrund des verwendeten Materials, die Haut um das Tracheostoma wird weniger gereizt
- ▶ Dient der Angleichung des Hautniveaus eines unregelmäßigen, tiefliegenden Tracheostomas
- ▶ Durch den integrierten 22 mm-Konnektor (KOMBI) kann problemlos ein passender HME Filter/ eine Künstliche Nase direkt in das PAD eingesetzt und auf eine Basisplatte verzichtet werden
- ▶ Durch die Materialeigenschaften und die ergonomische Form passt sich das LARYVOX® PAD CONNECT an die Haut um das Tracheostoma an
- ▶ Die plankonvexe Form des LARYVOX® PAD CONNECT sorgt für eine hohe Qualität der Abdichtung, dies erleichtert die Stimmbildung
- ▶ Neben dem reduzierten Austritt von Sekret kann hierdurch auch eine Minimierung des seitlichen Vorbeiströmens der Atemluft erreicht werden
- ▶ Ein Klebstoff zur Fixierung ist nicht erforderlich, sollte aber eine erhöhte Klebekraft benötigt werden (z.B. bei hohem Anblaßdruck) kann der FAHL® Silicone Glue (REF 29810) zusätzlich verwendet werden

Bestellhinweis:

LARYVOX® PAD CONNECT

Packung mit 2 Stück

REF 48710