

DURATWIX® JUNIOR NEO / NCF

- ▶ Trachealkanüle für Neugeborene, Säuglinge und Kleinkinder (Pädiatrie), ohne CUFF (REF 17432) und mit CUFF (REF 17434) erhältlich
- ▶ Anpassendes, stützendes und leichtes Material
- ▶ Frei von Latex und DEHP
- ▶ Weiches, flexibles Kanülenschild mit Aufdruck der wesentlichen Spezifikationen der Kanüle
- ▶ Abgerundete Kanülenspitze, um Schleimhautreizungen vorzubeugen
- ▶ Mit Röntgenkontraststreifen
- ▶ Set beinhaltet ein Kanülentrageband, einen Obturator und einen Kanülenpass



Bestellhinweis:

DURATWIX® JUNIOR NEO

Größe 2,5-4



REF 17432

DURATWIX® JUNIOR NCF

Größe 2,5-4



REF 17434

Bei Bestellung bitte Größe hinter Artikelnummer angeben!

Größe	A.D. mm	I.D. mm	Winkel ca.	Cuff (Ø) mm	Länge über den Außenbogen mm	Länge über den Mittelbogen mm
2,5	4	2,5	120°	8	32	30
3	4,5	3	120°	9	33	31
3,5	5,1	3,5	120°	10	36	33
4	5,8	4	120°	12	38	35

A.D. = Außendurchmesser · I.D. = Innendurchmesser