

TRACHEOFIRST® COMPACT

ABSAUGGERÄT

- ▶ Besonders leichtes Absauggerät (ca. 2,2 kg), zur Anwendung im häuslichen oder klinischen Bereich bei Patienten mit normalflüssiger Sekretabsonderung
- ▶ Die elektromotorische Pendelkolbenpumpe ermöglicht eine Saugleistung von 24 l/min. und ein maximales Vakuum bis 0,76 bar
- ▶ Inklusive Sekretbehälter mit einem Fassungsvermögen von 1.000 ml
- ▶ Bakterienfilter - verhindert das Eindringen von Mikroorganismen und Sekret in das Gerät
- ▶ Luftfilter - verhindert das Ausblasen von Mikroorganismen sowie Sekret aus dem Gerät und dient somit als Schutz für den Anwender
- ▶ Der TRACHEOFIRST® COMPACT kann zusätzlich über den 12 V Autoadapter im Auto betrieben werden



| Technische Daten | |
|--------------------------------|---|
| Saugleistung | 24 l/min \pm 2 l/min |
| Max. Vakuum | -76 kPa* (-760 mbar; -570 mmHg) \pm 4kPa |
| Sekretbehälter | 1.000 ml |
| Saugschlauch | Länge: 1,80 m; Durchmesser: 6 mm |
| Spannungsversorgung (Netzteil) | 100-240 Vac (+/- 10%) |

| Technische Daten | |
|---------------------|--------------------|
| Spannungsfrequenz | 50/60 Hz |
| Abmessungen (HxBxT) | 213 x 364 x 175 mm |
| Gewicht | ca. 2,2 kg |

Bestellhinweis:

TRACHEOFIRST® COMPACT

Bakterienfilter für Absauggeräte

TRACHFLOW® LINE PRO; Absaugschlauch mit integriertem Fingertip, ca. 1,30 m lang

Luftfilter Packung mit 10 Stück

REF 67600

REF 60800

REF 60506

REF 50000-07