

# MUCOPROTECT®

Cuffdruckmessgerät

- ▶ Für die Überwachung des Cuffdruckes von Trachealkanülen und Endotrachealkanülen mit Cuff
- ▶ Große Oberfläche ermöglicht eine präzise Ablesung, um eine maximale Genauigkeit zu erreichen
- ▶ Optimaler Druckbereich (20-30 cm H<sub>2</sub>O) durch türkisfarbene Fläche gut sichtbar abgesetzt
- ▶ Seitlicher Druckablassknopf
- ▶ Kann für alle Kontrollballons mit Luer-Lock Verschluss verwendet werden (Marktstandard)
- ▶ Verbindungsschlauch im Lieferumfang enthalten
- ▶ Zusätzliche Verbindungsschläuche separat erhältlich (REF 19506)



## Bestellhinweis:

MUCOPROTECT® Cuffdruckmessgerät

REF 19500

MUCOPROTECT® Verbindungsschlauch für Cuffdruckmessgerät

REF 19506