

HUMIDOBAC®

REF 46832



REF 46831



REF 46830



- ▶ Folgende Varianten stehen zur Verfügung:
 - Humidobac® HME, REF 46832
 - Humidobac®, REF 46831
 - Humidobac® HME (steril), REF 46830
- ▶ HUMIDOBAC® ist ein Bakterien-/Virenfilter für den Einsatz u.a. in einem Beatmungssystem
- ▶ HUMIDOBAC® HMEs feuchten zusätzlich noch die Atemluft an
- ▶ Bakterien-/Viren-Retention: > 99,999%
- ▶ Positionierung zwischen ETT/Trachealkanüle und dem Y-Stück des Beatmungssystems sowie in- oder expiratorisch vor dem Beatmungsgerät
- ▶ Transparentes und nicht leitendes Gehäuse
- ▶ Sehr leicht (< 35 g)
- ▶ Die maximale Nutzungsdauer beträgt 24 Stunden

LIEFERUMFANG

▶ Gebrauchsanweisung

HUMIDOBAC® HME	REF 46832
1 x Bakterien-/Virenfilter	
oder	
HUMIDOBAC®	REF 46831
1 x Bakterien-/Virenfilter	
oder	
HUMIDOBAC® HME	REF 46830
1 x Bakterien-/Virenfilter (steril)	

Bitte geben Sie bei der Bestellung die Menge an.

Produkt	VE	REF
HUMIDOBAC® HME	1 od. 50 Stück, einzeln verpackt	46832
HUMIDOBAC®	1 od. 50 Stück, einzeln verpackt	46831
HUMIDOBAC® HME	1 od. 50 Stück, einzeln verpackt	46830

CE 0482