

# LARYVOX® TAPE HYPOALLERGEN

BASISPLATTE

- ▶ Besonders für sensible Haut
- ▶ Kann das Auftreten von allergischen Hautreaktionen reduzieren
- ▶ Nicht invasiv
- ▶ Passt sich Bewegungen komfortabel an
- ▶ Sehr gute Klebeeigenschaften
- ▶ Hohe Flexibilität und lange Tragedauer
- ▶ Keine Reibung innerhalb des Tracheostomas
- ▶ Mit 22 mm Aufsatz zum Anbringen eines HME oder eines Sprechventils mit 22 mm Adapter
- ▶ Kann mit speziellen Silikonkanülen kombiniert werden (LARYNGOTEC® KOMBI CLIP oder LARYNGOTEC® KOMBI CLIP LINGO), falls zusätzliche Stabilisierung der Trachea benötigt wird
- ▶ Drei verschiedenen Formen erhältlich: rund, oval, XL oval



Gebrauchsanweisung  
beachten



Nicht zur Wiederverwendung



CE-Kennzeichnung

Product made in Germany

## Bestellinformationen

**LARYVOX® Tape HYPOALLERGEN round**, Packung mit 15 Stück

**REF 48050**

**LARYVOX® Tape HYPOALLERGEN oval**, Packung mit 15 Stück

**REF 48150**

**LARYVOX® Tape HYPOALLERGEN XL oval**, Packung mit 15 Stück

**REF 48250**