

TRACHEOPORT® PRO

REF 63900



- ▶ Modern, draagbaar afzuigapparaat met zuigerpomp voor het creëren van een vacuüm
- ▶ Tijdelijk en spontaan afzuigen van secreet, bloed, sereuze vloeistoffen uit het bronchiale systeem
- ▶ Afzuiging van de bovenste en onderste luchtwegen
- ▶ Voor gebruik in klinische, ambulante en thuisomgevingen, ook inzetbaar met SERRES® ombouwset
- ▶ Uitstekend zuigvermogen van max. 27 l/min
- ▶ Onderhoudsarm, veilig, vacuüm traploos regelbaar
- ▶ Gemiddeld geluidsniveau <65 dB
- ▶ Accu-aangedreven apparaat met een acculooptijd tot 60 min. Naar keuze accu-aandrijving of via een externe gelijkspanningsbron

LEVEROMVANG

- ▶ Gebruiksaanwijzing

TRACHEOPORT® PRO	REF 63900
1 x Afzuigapparaat	
1 x Secretreservoir-systeem	REF 60630
1 x Slangadapter	REF 60530
1 x TRACHFLOW® LINE PRO	REF 60506
1 x TRACHFLOW® FINGERTIP	REF 60700
2 x Bacterie- en virusfilter	REF 60840
Optioneel:	
Ombouwset SERRES®	REF 65962
SERRES® afzuigzak (32 st.)	REF 57557

Optioneel: **ombouwset SERRES® (REF 65962)**

CE 0124

TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning	100 - 240 V~ ± 10 %; 50/60 Hz (13,4 V DC stekervoeding)	Bedrijfsduur	Intervalbedrijf (max. 30 minuten 'AAN'; min. 30 minuten 'UIT')
Stroomopname	Max. 1 A	Geluidsniveau	< 65 dB (A) @1m
Opgenomen vermogen	Max. 37 W	Max. bedrijfshoogte	3000 m (NAP)
Andere stroombron 12 V	4 Ah, lood-gel-accu, min. 400 laadcycli in ca. 3 jaar	Vervuilingsgraad	2
Acculooptijd	Ca. 60 minuten	Overspanningscategorie	II
Laadtijd	50 % in 3 h, max. in 12 h	Afmetingen (b x h x d)	286 x 243 x 118 mm (met secretreservoir) 340 x 253 x 140 mm (met ombouwset SERRES®)
Zuigvermogen (aan de pomp bij netvoeding en 21°C/1013 hPA)	27 l/min ± 3 l/min	Gewicht	3,3 kg (met leeg secretreservoir) 3,5 kg (met lege ombouwset SERRES®)
Maximaal haalbaar vacuüm bij NAP*	-80 kPa ± 5 kPa (-800 mbar ± -50 mbar; -600 mmHg ± 37,5 mmHg) resp. 80% van de dagluchtdruk	Beschermingsklasse tegen elektrische schok (volgens EN 60601-1)	II
Vacuümweergave	-1...0 bar (±2,5 % van de eindwaarde) (mmHg, bar, kPa)	Beschermingsklasse	IP21
Vacuüminstelling	Traploze vacuümregelaar		
Noodbedrijf	Bij een volledig lege accu is bedrijf op netvoeding mogelijk		

TRACHEOFIRST® PRO

REF 67800



- ▶ Modern afzuigapparaat met zuigerpomp voor het creëren van een vacuüm
- ▶ Tijdelijk en spontaan afzuigen van secreet, bloed, sereuze vloeistoffen uit het bronchiale systeem
- ▶ Afzuiging van de bovenste en onderste luchtwegen
- ▶ Voor gebruik in klinische, ambulante en thuisomgevingen, ook inzetbaar met SERRES® ombouwset
- ▶ Uitstekend zuigvermogen van max. 27 l/min
- ▶ Onderhoudsarm, veilig, vacuüm traploos regelbaar
- ▶ Gemiddeld geluidsniveau <65 dB
- ▶ Apparaat op netstroom met stekkervoeding

LEVEROMVANG

- ▶ Gebruiksaanwijzing

TRACHEOFIRST® PRO	REF 67800
1 x Afzuigapparaat	
1 x Secretreservoir-systeem	REF 60630
1 x Slangadapter	REF 60530
1 x TRACHFLOW® LINE PRO	REF 60506
1 x TRACHFLOW® FINGERTIP	REF 60700
2 x Bacterie- en virusfilter	REF 60840
Optioneel:	
Ombouwset SERRES®	REF 65962
SERRES® afzuigzak (32 st.)	REF 57557

Optioneel: **ombouwset SERRES® (REF 65962)**


CE 0124

TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning	100 - 240 V~ ± 10 %; 50/60 Hz (13,4 V DC stekkervoeding)
Stroomopname	Max. 1 A
Opgenomen vermogen	Max. 37 W
Zuigvermogen (aan de pomp bij netvoeding en 21°C/1013 hPA)	27 l/min ± 3 l/min
Maximaal haalbaar vacuüm bij NAP*	-80 kPa ± 5 kPa (-800 mbar ± -50 mbar; -600 mmHg ± 37,5 mmHg) resp. 80% van de dagluchtdruk
Vacuümweergave	-1...0 bar (±2,5 % van de eindwaarde) (mmHg, bar, kPa)
Vacuüminstelling	Traploze vacuümregelaar
Noodbedrijf	Bij een volledig lege accu is bedrijf op netvoeding mogelijk

Bedrijfsduur	Intervalbedrijf (max. 30 minuten 'AAN'; min. 30 minuten 'UIT')
Geluidsniveau	< 65 dB (A) @1m
Max. bedrijfshoogte	3000 m (NAP)
Vervuilingsgraad	2
Overspanningscategorie	II
Afmetingen (b x h x d)	286 x 243 x 118 mm (met secretreservoir) 340 x 253 x 140 mm (met ombouwset SERRES®)
Gewicht	3,3 kg (met leeg secretreservoir) 3,5 kg (met lege ombouwset SERRES®)
Beschermingsklasse tegen elektrische schok (volgens EN 60601-1)	II
Beschermingsklasse	IP21

TRACHEOPORT® PRO & TRACHEOFIRST® PRO



APPARAATOVERZICHT	REF	REF 60506	REF 57557	APPARAATOVERZICHT – OMBOUWSET SERRES®	REF
① Bedieningspaneel				① Bedieningspaneel	
② Draaggreep		1 x	32 x	② Draaggreep	
③ Manometer				③ Manometer	
④ Vacuümregeling (van - tot +)				④ Vacuümregeling (van - tot +)	
⑤ Beknopte handleiding				⑤ SERRES® afzuigzak (1000 ml)	57557
⑥ Aansluiting voor stekkervoeding				⑥ Aansluiting voor stekkervoeding	
⑦ Slangadapter voor aansluiting van de afzuigslang	60530			⑦ Houder voor SERRES® buitenreservoir	
⑧ Secreetreservoir met deksel TRACHEOFIRST® PRO / TRACHEOPORT® PRO	60630			⑧ SERRES® buitenreservoir (1000 ml)	
⑨ TRACHFLOW® LINE PRO (1,3 m)	60506	1 x		⑨ Hoek (koppeling afzuigslang)	
⑩ TRACHFLOW® FINGERTIP	60700			⑩ Bacterie- en virusfilter voor ombouwset SERRES®	60850
				⑪ Vacuümverbindingsslang voor ombouwset SERRES®	
				⑫ TRACHFLOW® LINE PRO (1,3 m)	60506
				⑬ TRACHFLOW® FINGERTIP	60700
					
		1 x	1 x		