

# SENSOTRACH® DUO SKIN

stérile

REF 30668



REF 30669



- ▶ Compresses trachéales -beige- de haute qualité
- ▶ Avec un arrondi ajusté à l'anatomie pour un confort de port optimal
- ▶ La forme anatomique et le coloris neutre garantissent la discrétion de la compresse trachéale, aussi bien sur un plan visuel que tactile.
- ▶ Deux couches, les sécrétions sont ainsi absorbées de manière efficace et acheminées vers l'extérieur dans la couche éloignée de la peau.
- ▶ La peau reste sèche et chaude.
- ▶ Egalement disponible en tant que **SENSOTRACH® DUO SKIN SLIT** - avec fente pour un changement rapide des compresses.

## CONTENU

- ▶ Mode d'emploi

**SENSOTRACH® DUO SKIN** REF 30668  
10 x compresses trachéales, stérile

ou  
**SENSOTRACH® DUO SKIN SLIT** REF 30669  
10 x compresses trachéales, stérile

Produit	Taille	Unité	REF
<b>SENSOTRACH® DUO SKIN</b>	9,0 x 9,8 cm	10	<b>30668</b>
<b>SENSOTRACH® DUO SKIN SLIT</b>	9,0 x 9,8 cm	10	<b>30669</b>

CE 0482 STERILE