

LARYVOX® UNIEK ULTRA LOW RESISTANCE

steril

REF 25010



REF 25020



REF 25925



REF 25800 (optional)

Für die Videos
bitte scannen

CE 0482

- ▶ Zur Auswahl stehen 8 Längengrößen (5 - 11 mm / 13 mm) und 2 Durchmesser (21 Fr. und 24 Fr.)
- ▶ Aus medizinischem Silikon und röntgenkontrastfähigem Bariumsulfat zur übersichtlichen bildlichen Darstellbarkeit im Falle von Aspiration/Ingestion gefertigt
- ▶ Die Stimmprothese LARYVOX® UNIEK U.L.R. ist für MRT Untersuchungen geeignet
- ▶ Die Platzierung ist anterograd mit dem LARYVOX® INSERTER UNIEK (REF 25925) möglich
- ▶ Die LARYVOX® UNIEK U.L.R. wird steril verpackt geliefert
- ▶ Die Variante der 24 Fr. LARYVOX® UNIEK U.L.R. Stimmprothese ist zum speziellen Einsatz bei Patienten mit aufgeweitetem Shuntkanal geeignet
- ▶ Bei möglichen transprothetischen Leckagen bietet der LARYVOX® PLUG (REF 25800) eine vorübergehende Abhilfe
- ▶ Videoanleitungen können zum besseren Verständnis beispielsweise für Reinigung und Wechsel auf YouTube angesehen werden

LIEFERUMFANG

- ▶ Gebrauchsanweisung, Stimmprothesen-Pass

LARYVOX® UNIEK ULTRA LOW RESISTANCE 21 Fr. REF 25010

- 1 x Stimmprothese
- 1 x LARYVOX® INSERTER UNIEK
- 1 x LARYVOX® DUO BRUSH

oder

LARYVOX® UNIEK ULTRA LOW RESISTANCE 24 Fr. REF 25020

- 1 x Stimmprothese
- 1 x LARYVOX® INSERTER UNIEK
- 1 x LARYVOX® DUO BRUSH

Optional erhältlich:

LARYVOX® PLUG REF 25800

Die korrekte Auswahl und der Wechsel der Stimmprothese erfolgen durch den Arzt.

Größe	Schaftstärke Ø mm 21 FR.	Schaftstärke Ø mm 24 FR.	Länge mm	REF 21 FR.	REF 24 FR.
05	7,0	8,0	5,0	25010-05	25020-05
06	7,0	8,0	6,0	25010-06	25020-06
07	7,0	8,0	7,0	25010-07	25020-07
08	7,0	8,0	8,0	25010-08	25020-08
09	7,0	8,0	9,0	25010-09	25020-09
10	7,0	8,0	10,0	25010-10	25020-10
11	7,0	8,0	11,0	25010-11	25020-11
13	7,0	8,0	13,0	25010-13	25020-13