


LARYVOX[®] ADAPT

von 15 mm > 22 mm

- ▶ Ermöglicht die Konnektion von Hilfsmitteln wie z.B. HME's mit einem 22-mm Konnektor (KOMBI) an eine Trachealkanüle mit einem 15-mm Konnektor (UNI)
- ▶ Er besitzt einerseits einen 22-mm Konnektor, der zur Aufnahme eines HME's dient und besitzt andererseits einen Adapter, der eine Steckverbindung mit einem 15-mm Konnektor (UNI) ermöglicht



Einpatientenprodukt



Gebrauchsanweisung
beachten



CE-Kennzeichnung

Bestellhinweis:

LARYVOX[®] Adapt, Packung mit 3 Stück

REF 48920