

OPTISWAB® SET LARGE / OPTISWAB® SET XL

REF 31015



REF 31020



- ▶ Beide Sets zur Reinigung von Trachealkanülen enthalten:
 - **OPTIBRUSH® CONT XL** Reinigungsdose (800 ml) (REF 31300) mit großem Durchmesser, um die Reinigung von Trachealkanülen zu ermöglichen. Die Reinigungsdose enthält einen herausnehmbaren Siebeinsatz, der das Bewegen der Kanülen in der Lösung ermöglicht.
 - **OPTIBRUSH® CLEAN** Reinigungspulver (400 mg) (REF 31100): für die einfache und genaue Herstellung einer Reinigungslösung; einfach in lauwarmem Wasser auflösen. Für eine gründliche Entfernung von anhaftenden Blut- und Sekretresten auf der Kanüle.

- ▶ **OPTISWAB® SET LARGE (REF 31015):**
 - **OPTIBRUSH® SWAB** Reinigungstupfer (REF 31910) zur schonenden Reinigung von Trachealkanülen. Biegsames Kunststoffstäbchen mit saugfähiger Kappe aus Polyurethanschaumstoff. Keine Fusseln oder Fasern. Dadurch wird das Risiko trachealer Irritationen reduziert. Besonders geeignet für Trachealkanülen aus weichem, empfindlichem Kunststoff, insbesondere für Kinderkanülen.

- ▶ **OPTISWAB® SET XL (REF 31020):**
 - **OPTIBRUSH® SWAB XL** (REF 31920) Reinigungstupfer zur schonenden Reinigung von Trachealkanülen. Biegsames Kunststoffstäbchen mit saugfähiger Kappe aus Polyurethanschaumstoff. Keine Fusseln oder Fasern. Dadurch wird das Risiko trachealer Irritationen reduziert. Besonders geeignet für Trachealkanülen aus weichem, empfindlichem Kunststoff.

LIEFERUMFANG

- ▶ Gebrauchsanweisung

OPTISWAB® SET LARGE REF 31015
 1 x OPTIBRUSH® CONT XL Reinigungsdose
 1 x OPTIBRUSH® CLEAN Reinigungspulver (400 g)
 4 x OPTIBRUSH® SWAB Reinigungstupfer

oder

OPTISWAB® SET XL REF 31020
 1 x OPTIBRUSH® CONT XL Reinigungsdose
 1 x OPTIBRUSH® CLEAN Reinigungspulver (400 g)
 4 x OPTIBRUSH® SWAB XL Reinigungstupfer

Alle Set-Komponenten sind auch einzeln erhältlich.

Produkt

OPTISWAB® SET LARGE

REF

31015

OPTISWAB® SET XL

31020