


OPTIFLAUSCH® K JUNIOR PED

REF 32556



REF 32558



- ▶ Ermöglicht die sichere Fixierung von Trachealkanülen
 - "K PED" Varianten: mit Klettverschluss, für Kinder
- ▶ Leichter Schaumstoffkern, der von einem hautsympathischen Vliesstoff umgeben ist
- ▶ Komfortabel weiches Material, das einen anschmiegsamen Sitz ermöglicht
- ▶ Das Trageband ist ca. 4 mm dick und 2,5 cm bzw. 1,7 cm breit
- ▶ Ermöglicht schnelle Anpassung auf die gewünschte Halsweite mittels Klettverschluss (2-teilig, verstellbar)
- ▶ Farbe: Tiermuster
- ▶ Einzeln verpackt

LIEFERUMFANG

- ▶ Gebrauchsanweisung

OPTIFLAUSCH® K JUNIOR PED **REF 32556**

1 x Kanülen-trageband

oder

OPTIFLAUSCH® SLIM K JUNIOR PED **REF 32558**

1 x Kanülen-trageband

Produkt	Länge	Breite	REF
OPTIFLAUSCH® K JUNIOR PED	16 - 25 cm	2,5 cm	32556
OPTIFLAUSCH® SLIM K JUNIOR PED	16 - 30 cm	1,7 cm	32558

