

LARYVOX® TAPE COMFORT

Basisplatte

- ▶ Dünnes, atmungsaktives und hautfarbenes Material; bietet höchstmögliche Klebereigenschaften sowie eine unauffällige Optik
- ▶ Hohe Flexibilität vereinfacht die Handhabung besonders zur Versorgung schwieriger Tracheostoma-Anlagen
- ▶ Nicht invasiv
- ▶ Schmiegt sich der Haut an und ermöglicht somit eine längere Tragedauer
- ▶ Eignet sich optimal bei körperlicher Anstrengung
- ▶ Keine Reibung innerhalb des Tracheostomas
- ▶ Mit 22 mm Aufsatz zum Anbringen eines HME oder eines Sprechventils mit 22 mm Adapter (KOMBI)
- ▶ Kann mit speziellen Silikonkanülen kombiniert werden (LARYNGOTEC® KOMBI CLIP oder LARYNGOTEC® KOMBI CLIP LINGO), falls zusätzliche Stabilisierung der Trachea benötigt wird
- ▶ Drei verschiedenen Formen erhältlich: rund, oval, XL oval



Gebrauchsanweisung
beachten



Nicht zur Wiederverwendung



CE-Kennzeichnung

Product made in Germany

Bestellhinweis:

LARYVOX® Tape COMFORT round, Packung mit 15 Stück

REF 48140

LARYVOX® Tape COMFORT oval, Packung mit 15 Stück

REF 48240

LARYVOX® Tape COMFORT XL oval, Packung mit 15 Stück

REF 48340