



DURAVENT® UNI LINGO-PHON

1 ICU + 1 ICF

- ▶ Trachealkanüle für den Langzeitgebrauch, Gebrauchsdauer 3-6 Monate
- ▶ Mit zwei Innenkanülen (IC): Eine gefensterte mit Silbersprechventil (ICF), eine geschlossen mit 15 mm Konnektor (ICU / UNI) zum Anschluß einer künstlichen Nase
- ▶ Easy-Lock 6-Kant Verschluss zur sicheren Befestigung von Innenkanülen und kompatibelem Zubehör - ohne Drehen
- ▶ Außenkanüle (AK) gesiebt
- ▶ Standard-Länge in den Größen 3,5 - 13 verfügbar
- ▶ Extra lange Varianten in den Größen 05 - 13 erhältlich
- ▶ Weiches, biegsames und leichtes Material
- ▶ Transparentes und unauffälliges Design
- ▶ Kundenspezifische Ausführungen möglich (Länge, Siebung, Biegung)
- ▶ Mitgeliefert wird ein breites und verstellbares Kanülentrageband (OPTIFLAUSCH®) und ein Kanülenpass



Bestellhinweis:

DURAVENT® UNI LINGO-PHON 1 ICU + 1 ICF, Größe 3,5-13



REF 21042

DURAVENT® UNI LINGO-PHON XL 1 ICU + 1 ICF, Größe 5-13



REF 21242

Bei Bestellung bitte Größe hinter Artikelnummer angeben!

Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren

Einpatientenprodukt

Gebrauchsanweisung beachten

ACHTUNG: Amerikanisches Bundesrecht sieht vor, dass Verkauf, Abgabe und die Anwendung dieses Hilfsmittels nur durch oder auf Anweisung eines Arztes oder geschultem Fachpersonal erfolgen dürfen (in den USA).

Rx only

CE-Kennzeichnung mit Kennnummer der Benannten Stelle

Product made in Germany

| Größe | A.D. Schild mm | A.D. Spitze mm | I.D. mm A-Kanüle | I.D. mm I-Kanüle | Länge mm standard | Länge mm extra-lang (XL) |
|-------|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| 3,5 | 6,2 | 4,8 | 3,6 | 2,7 | 55 | - |
| 4 | 7,2 | 5,8 | 4,4 | 3,3 | 55 | - |
| 5 | 8,4 | 6,6 | 5,4 | 4,3 | 55 | 95 |
| 6 | 9,4 | 7,8 | 6,2 | 4,9 | 60 | 95 |
| 7 | 10,2 | 8,8 | 7,0 | 5,5 | 65 | 100 |
| 8 | 11,2 | 9,8 | 8,0 | 6,5 | 70 | 105 |
| 9 | 12,4 | 11,2 | 9,0 | 7,5 | 75 | 105 |
| 10 | 13,4 | 12,2 | 10,0 | 8,5 | 85 | 110 |
| 11 | 14,4 | 13,2 | 11,0 | 9,5 | 87 | 115 |
| 12 | 15,4 | 14,2 | 12,0 | 10,2 | 90 | 120 |
| 13 | 16,6 | 15,2 | 13,0 | 11,2 | 90 | 125 |

A.D. Spitze = Außendurchmesser der Außenkanüle an der Kanülenspitze · A.D. Schild = Außendurchmesser hinter dem Kanülenschild · I.D. = Innendurchmesser an der Kanülenspitze · Länge = Länge über Außenbogen
A-Kanüle = Außenkanüle · I-Kanüle = Innenkanüle