


















SORTIMENT LARYVOX® TAPE

Artikelnummer	Bezeichnung	Abbildung	Eigenschaften Material
48100	LARYVOX® TAPE STANDARD ROUND		<ul style="list-style-type: none"> • Das Pflaster hat eine transparente Optik mit wasserabweisendem Effekt • Die Klebereigenschaft gewährleistet einen sicheren Halt • Eignet sich bei unproblematischer Tracheostoma-Anatomie und normaler Hautbeschaffenheit
48200	LARYVOX® TAPE STANDARD OVAL		
48300	LARYVOX® TAPE STANDARD XL OVAL		
48120	LARYVOX® TAPE FLEXIBLE ROUND		<ul style="list-style-type: none"> • Besteht aus einem weichen, textilähnlichen Material mit hoher Klebekraft • Die besondere Materialeigenschaft vereinfacht die Handhabung besonders bei der Fixierung auf problematischen Tracheostoma-Anlagen • Eignet sich wegen der guten Haftkraft besonders bei körperlicher Aktivität
48220	LARYVOX® TAPE FLEXIBLE OVAL		
48320	LARYVOX® TAPE FLEXIBLE XL OVAL		
48130	LARYVOX® TAPE HYDROSOFT ROUND		<ul style="list-style-type: none"> • Anschmiegsames und hautschonendes Material auf Hydrokolloidbasis • Bietet einen hohen Fixierungskomfort • Fähigkeit des Hydrokolloids Flüssigkeiten/Sekrete einzuschließen um das Feuchtigkeitsmilieu der Haut insgesamt aufrechtzuerhalten • Besonders bei empfindlicher Haut • Hautfreundliche und schonende Entfernung des Pflasters
48230	LARYVOX® TAPE HYDROSOFT OVAL		
48330	LARYVOX® TAPE HYDROSOFT XL OVAL		

Artikelnummer	Bezeichnung	Abbildung	Eigenschaften Material
48140	LARYVOX® TAPE COMFORT ROUND		<ul style="list-style-type: none"> • Dünnes, atmungsaktives und hautfarbenes Material und bietet höchstmögliche Klebeeigenschaften sowie eine unauffällige Optik
48240	LARYVOX® TAPE COMFORT OVAL		<ul style="list-style-type: none"> • Eine hohe Flexibilität vereinfacht die Handhabung besonders zur Versorgung schwieriger Tracheostoma-Anlagen • Schmiegt sich der Haut an und ermöglicht somit eine längere Tragedauer - besonders bei Bewegungen der Tracheostoma-Umgebung
48340	LARYVOX® TAPE COMFORT XL OVAL		<ul style="list-style-type: none"> • Eignet sich optimal bei körperlicher Anstrengung
48050	LARYVOX® TAPE HYPOALLERGEN ROUND		<ul style="list-style-type: none"> • Besonders für sensible Haut
48150	LARYVOX® TAPE HYPOALLERGEN OVAL		<ul style="list-style-type: none"> • Reduziert das Auftreten von allergischen Hautreaktionen • Passt sich Bewegungen komfortabel an • Sehr gute Klebeeigenschaften
48250	LARYVOX® TAPE HYPOALLERGEN XL OVAL		<ul style="list-style-type: none"> • Hohe Flexibilität und lange Tragedauer
48400	LARYVOX® TAPE EXTRA FINE		<ul style="list-style-type: none"> • Form: rechteckig • Sehr gute Klebeeigenschaften • Transparente und extrem dünne Basisplatte • Wasserabweisendes Material • Umschließt ein großes Hautareal um das Tracheostoma • Optimale Anpassungen an die Bewegungen der Halsregion • Dezentere optischer Aspekt
48500	LARYVOX® TAPE CONVEX		<ul style="list-style-type: none"> • Geeignet für eine präzise Positionierung bei einem tiefen oder vertieften Tracheostoma • Die Grundplatte als Wabenkern bietet eine starke Gesamtstruktur • Reduziert das Auftreten von allergischen Hautreaktionen • Transparente Optik • Wasserabweisendes Material • Sehr gute Klebeeigenschaften

ANDREAS FAHL

MEDIZINTECHNIK-VERTRIEB GMBH

August-Horch-Straße 4a · 51149 Köln · Phone +49(0)22 03/29 80-0
Fax +49(0)22 03/29 80-100 · Germany · mail vertrieb@fahl.de · www.fahl.de