


FALL

FARBMUSTERKARTE

LARYVOX® MY EXTRA HME



GESTALTEN SIE IHR LEBEN BUNTER -

IHR PERSÖNLICHER HME FILTER

GESTALTEN SIE IHR LEBEN BUNTER MIT DEM NEUEN LARYVOX® MY EXTRA HME

Sie sind laryngektomiert und tragen regelmäßig HME Filter? Sie sind mutig und verstecken Ihr Tracheostoma nicht? Der neue LARYVOX® MY EXTRA HME Filter ist für alle selbstbewussten Laryngektomierten genau das Richtige! Probieren Sie unser farbenfrohes MY EXTRA HME.

Die Produkt- und Filtereigenschaften stimmen mit denen des klassischen LARYVOX® EXTRA HME überein. Der einzige Unterschied liegt in der Farbgebung.

FILTERN - ERWÄRMEN - BEFEUCHTEN

Um den Verlust der Nasenatmung auszugleichen, wird der regelmäßige Gebrauch von HME-Filtern empfohlen. Dieser Filter dient dem Wärme- und Feuchtigkeitsaustausch und filtert die Atemluft, um Irritationen der Luftwege durch trockene Luft, Staub oder in der Atemluft enthaltene Schadstoffe zu verhindern. Nach der Operation leiden Tracheotomierte/Laryngektomierte häufig unter erhöhter Schleimproduktion und Hustenreiz. Diese Symptome können die Atmung und die Stimmrehabilitation beeinträchtigen. Ein regelmäßiger Gebrauch von HME Filterkassetten mildert die Symptome durch eine Verminderung von zähen Sekreten in den Atemwegen und erhöht die Lebensqualität.

Die Filterkassette ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt und muss nach spätestens 24 Stunden ausgetauscht werden. LARYVOX® MY EXTRA HME kann sowohl tagsüber als auch in der Nacht getragen werden.

LEICHTE SPRECHOPTION FÜR SHUNT-VENTIL-TRÄGER

Der LARYVOX® MY EXTRA HME verfügt über eine einfach zu bedienende Sprechoption für Shunt-Ventil-Träger. Die abgerundete Vertiefung im Deckel des LARYVOX® MY EXTRA HME vereinfacht den zielgerichteten Tracheostomaverschluss zusätzlich und macht die optimale Fingerpositionierung gut fühlbar. Mit einem leichten Fingerdruck auf den HME-Deckel ist es für den Patienten möglich, einen sehr präzisen Verschluss des Tracheostomas z.B. zum Sprechen herzustellen. Die Bedienbarkeit ist selbst durch darüber liegende Kleidung gegeben.

FILTER FÜR IHRE BEDÜRFNISSE

Der LARYVOX® MY EXTRA HME kann durch vier verschiedene Varianten nach individuellen Aktivitäten und Anforderungen ausgewählt werden:

- Normal** ▶ normaler Atemwiderstand bei normaler körperlicher Anstrengung
- Medium** ▶ mittlerer Atemwiderstand bei körperlichen Aktivitäten
- HighFlow** ▶ verringerter Atemwiderstand bei starker körperlicher Belastung
- Sport** ▶ sehr geringer Atemwiderstand speziell für sportliche Aktivitäten



ZUSAMMENSTELLUNG

EINFACHE ANWENDUNG

Seitliche Atemöffnungen ermöglichen einen weitestgehend ungehinderten Luftstrom selbst bei Abdeckung mit Kleidung oder einem zusätzlichen Tracheostomaschutz und sorgen so für eine leichte Atmung. Die HME-Filterkassette kann auf alle herkömmlichen Basisplatten (z.B. LARYVOX® Tape) oder Silikonkanülen für Laryngektomierte (z.B. LARYNGOTEC®) mit 22 mm Adapter (KOMBI)fixiert werden. Eine Fingerfals am Gehäuse ermöglicht eine einfache Handhabung und ein schnelles Entfernen der LARYVOX® MY EXTRA HME Filterkassette aus dem Haltering und erleichtert somit das Abhusten und die Tracheostomapflege.

KEINE STÖRENDE NEBENGERÄUSCHE

HME-Deckel und Gehäuse sind durch einen speziellen Schließmechanismus optimal aufeinander abgestimmt. Das HME wird so besonders dicht verschlossen und ungewollter Luftverlust seitlich am HME vermieden. Unangenehme Nebengeräusche werden vermindert.

IHR EIGENES DESIGN

Sie können nun Ihr persönliches MY EXTRA HME zusammenstellen. Dazu wählen Sie zuerst Ihren Filter: Normal, Medium, High-Flow oder Sport. Anschließend können Sie die Farbe des Gehäuses und der Sprechstaste (Deckel) auswählen.

Dazu stehen Ihnen 23 verschiedene Farben und über 500 unterschiedliche Farbkombinationen zur Auswahl. Die Farben von Deckel und Gehäuse können beliebig miteinander kombiniert werden. So haben Sie die Möglichkeit Ihr HME täglich passend zu Ihrer Kleidung zu wählen.

FÜHLEN SIE SICH ANGESPROCHEN?

Besuchen Sie uns auf www.fahl.de und entdecken Sie die Farbvielfalt des LARYVOX® MY EXTRA HME Filters. Die für Sie zuständigen Servicemitarbeiter im Innen- und Außendienst unseres Unternehmens helfen Ihnen gerne, Ihre eigenen HME Filter zu gestalten! **Sprechen Sie uns an!**

SO GESTALTEN SIE IHR PERSÖNLICHES HME

1. Wahl des LARYVOX® MY EXTRA HME Filters:

- Normal (REF 49860-)
- Medium (REF 49862-)
- HighFlow (REF 49861-)
- Sport (REF 49863-)

2. Wahl der Gehäusefarbe:


- z.B. Silber (Farbcode 99)

3. Wahl Farbe Deckel/Druckstück:

- z.B. Türkis (Farbcode 65)

Beispiel:

- ① Filter: HighFlow REF 49861-
 - ② Farbe Gehäuse: Silber -99
 - ③ Farbe Deckel: Türkis -65
- ▶ **REF 49861-9965**




LARYVOX® MY EXTRA HME
REF 49861-9965

FARBTÖNE



10
Gelb




98
Gold




80
Braun



20
Orange



30
Rot



45
Lila




50
Dunkelblau




55
Blau




65
Türkis




60
Grün



95
Schwarz




99
Silber




90
Weiss


NATURTÖNE




70
Classic




71
Vanille




72
Soft Beige




73
Natur Beige




74
Gold Beige




75
Sand




76
Creme



77
Honig



78
Karamel



79
Dunkelbraun



7010
Classic/Gelb



7098
Classic/Gold



7080
Classic/Braun



7020
Classic/Orange



7030
Classic/Rot



7045
Classic/Lila



7055
Classic/Blau



7065
Classic/Türkis



7060
Classic/Grün



7095
Classic/Schwarz



7099
Classic/Silber



7090
Classic/Weiss



1010
Gelb/Gelb



1030
Gelb/Rot



1050
Gelb/Dunkelblau



1060
Gelb/Grün



1095
Gelb/Schwarz



1090
Gelb/Weiss



9898
Gold/Gold



9899
Gold/Silber



9890
Gold/Weiss



8080
Braun/Braun



8090
Braun/Weiss



2020
Orange/Orange



2090
Orange/Weiss



3010
Rot/Gelb



3030
Rot/Rot



3095
Rot/Schwarz



3099
Rot/Silber



3090
Rot/Weiss



4545
Lila/Lila



4595
Lila/Schwarz



4599
Lila/Silber



4590
Lila/Weiss



5010
Dunkelblau/Gelb



5050
Dunkelblau/Dunkelblau



5090
Dunkelblau/Weiss



5555
Blau/Blau



5560
Blau/Grün



5595
Blau/Schwarz

BEISPIELE FARBKOMBINATIONEN

LARYVOX® MY EXTRA HME

 <p>5599</p> <p>Blau/Silber</p>	 <p>5590</p> <p>Blau/Weiss</p>	 <p>6565</p> <p>Türkis/Türkis</p>	 <p>6599</p> <p>Türkis/Silber</p>	 <p>6590</p> <p>Türkis/Weiss</p>
 <p>6010</p> <p>Grün/Gelb</p>	 <p>6060</p> <p>Grün/Grün</p>	 <p>6090</p> <p>Grün/Weiss</p>	 <p>9510</p> <p>Schwarz/Gelb</p>	 <p>9598</p> <p>Schwarz/Gold</p>
 <p>9530</p> <p>Schwarz/Rot</p>	 <p>9545</p> <p>Schwarz/Lila</p>	 <p>9555</p> <p>Schwarz/Blau</p>	 <p>9565</p> <p>Schwarz/Türkis</p>	 <p>9560</p> <p>Schwarz/Grün</p>
 <p>9595</p> <p>Schwarz/Schwarz</p>	 <p>9599</p> <p>Schwarz/Silber</p>	 <p>9590</p> <p>Schwarz/Weiss</p>	 <p>9910</p> <p>Silber/Gelb</p>	 <p>9998</p> <p>Silber/Gold</p>
 <p>9945</p> <p>Silber/Lila</p>	 <p>9955</p> <p>Silber/Blau</p>	 <p>9965</p> <p>Silber/Türkis</p>	 <p>9995</p> <p>Silber/Schwarz</p>	 <p>9999</p> <p>Silber/Silber</p>
 <p>9990</p> <p>Silber/Weiss</p>	 <p>9010</p> <p>Weiss/Gelb</p>	 <p>9098</p> <p>Weiss/Gold</p>	 <p>9080</p> <p>Weiss/Braun</p>	 <p>9020</p> <p>Weiss/Orange</p>
 <p>9030</p> <p>Weiss/Rot</p>	 <p>9045</p> <p>Weiss/Lila</p>	 <p>9050</p> <p>Weiss/Dunkelblau</p>	 <p>9055</p> <p>Weiss/Blau</p>	 <p>9065</p> <p>Weiss/Türkis</p>
 <p>9060</p> <p>Weiss/Grün</p>	 <p>9095</p> <p>Weiss/Schwarz</p>	 <p>9099</p> <p>Weiss/Silber</p>	 <p>9090</p> <p>Weiss/Weiss</p>	



7070
Classic/Classic



7090
Classic/Weiss



7171
Vanille/Vanille



7198
Vanille/Gold



7272
Soft Beige/Soft Beige



7220
Soft Beige/Orange



7373
Natur Beige/
Natur Beige



7330
Natur Beige/Rot



7474
Gold Beige/Gold Beige



7445
Gold Beige/Lila



7575
Sand/Sand



7550
Sand/Dunkelblau



7676
Creme/Creme



7655
Creme/Blau



7777
Honig/Honig



7765
Honig/Türkis



7878
Karamel/Karamel



7899
Karamel/Silber



7979
Dunkelbraun/
Dunkelbraun




7995
Dunkelbraun/Schwarz

BESTELLHINWEISE:

- | | | |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------|
| ▶ LARYVOX® MY EXTRA HME | Verpackung mit 5 Stück | REF 49860-xxxx |
| ▶ LARYVOX® MY EXTRA HME MEDIUM | Verpackung mit 5 Stück | REF 49862-xxxx |
| ▶ LARYVOX® MY EXTRA HME HIGHFLOW | Verpackung mit 5 Stück | REF 49861-xxxx |
| ▶ LARYVOX® MY EXTRA HME SPORT | Verpackung mit 5 Stück | REF 49863-xxxx |

Bei Bestellung bitte Farbcode hinter der Artikelnr. (REF) angeben!



Andreas Fahl
Medizintechnik-Vertrieb GmbH
August-Horch-Str. 4a
51149 Köln - Germany
Phone +49 (0) 22 03/29 80-0
Fax +49 (0) 22 03/29 80-100
mail info@fahl.de
www.fahl.de

Zweigstelle Berlin
Am Borsigturm 62
13507 Berlin - Germany
Phone +49 (0) 30/43 73 139-0
Fax +49 (0) 30/43 73 139-35

Zweigstelle München
Aurbacher Straße 2
81541 München - Germany
Phone +49 (0) 89/58 90 90 9-0
Fax +49 (0) 89/58 90 90 9-20

Zweigniederlassung Österreich
Triester Straße 14 / Bürohaus 2
2351 Wiener Neudorf - Austria
Phone +43 (0) 22 36/89 28 38-0
Fax +43 (0) 22 36/89 28 38-14

Zweigniederlassung Schweiz
Cherstrasse 4
8152 Glattbrugg - Switzerland
Phone +41 (0) 44829360
Fax +41 (0) 48293061