


# LARYVOX® DISTANCE HOLDER

- ▶ Zum Aufschieben auf das Kanülenschild von Trachealkanülen: sorgt für den nötigen Abstand zwischen der Kanülenöffnung und beispielsweise einem Stomaschutz Tuch (z.B. TRACHEOTEX® Scarf) oder einem Stomaschutzlätzchen (z.B. TRACHEOTEX® BIB)
- ▶ Dadurch wird ein Blockieren der Öffnung der Kanüle verhindert und freies Atmen ermöglicht.
- ▶ Verdeckt und schützt das Tracheostoma bei Kehlkopflösen und Tracheostomierten
- ▶ Aus Edelstahl gefertigt



Einpatientenprodukt



Gebrauchsanweisung  
beachte



CE-Kennzeichnung

## Bestellhinweis:

LARYVOX® Distance holder

REF 34000