

COMBIPHON® SLIM

REF 27108



CE

REF 27109



CE 0482

- ▶ Sprechventil - besonders klein, unauffälliges Design und geringes Gewicht
- ▶ Silikonventil
- ▶ Kompatibel zu allen 15 mm-Konnektoren (UNI)
- ▶ Für Tracheotomierte, nicht für Laryngektomierte geeignet
- ▶ Das Sprechventil ist ausschließlich in Kombination mit einer Phonationskanüle verwendbar.
- ▶ **COMBIPHON® SLIM O₂** mit Sauerstoffanschluss
- ▶ Einzeln verpackt

LIEFERUMFANG

- ▶ Gebrauchsanweisung

COMBIPHON® SLIM **REF 27108**
1 x Sprechventil

oder
COMBIPHON® SLIM O₂ **REF 27109**
1 x Sprechventil

Produkt	VE	REF
COMBIPHON® SLIM	1 Stück	27108
COMBIPHON® SLIM O₂	1 Stück	27109



UNI

O₂

Das **COMBIPHON® SLIM** und **SLIM O₂** Sprechventil darf ausschließlich von Patienten mit teilweise oder vollständig erhaltenem Kehlkopf verwendet werden!