




# LARYVOX® HME HIGHFLOW

- ▶ Spezieller weitporiger PU-Schaumstoff, um den Atemwiderstand zu reduzieren
- ▶ Kann daher bis zu 24 Stunden am Tag verwendet werden, selbst während körperlicher Aktivitäten
- ▶ Hautfarben, um ein unauffälliges Erscheinungsbild zu gewährleisten
- ▶ Geringes Gewicht, flaches Profil
- ▶ Stabiles Gehäuse – kann durch Fingerauflage ohne Druck verschlossen werden, um laryngektomierten Patienten mit Stimmprothese das Sprechen zu ermöglichen
- ▶ Mit 22 mm Adapter (KOMBI)
- ▶ Verpackungseinheit: 30 Stück



Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren



Trocken aufbewahren



Nicht zur Wiederverwendung



Gebrauchsanweisung beachten



CE Kennzeichnung

## Bestellhinweis:

LARYVOX® HME HighFlow

REF 49810