







LARYVOX® PLUG

Verschlussstopfen

- ▶ Der LARVOX® PLUG Verschlussstopfen dient der kurzzeitigen Verwendung mit einem defekten Shunt-Ventil um transprothetische Flüssigkeitsleckagen (zentral durch das Shunt-Ventil) zu vermeiden
- ▶ Der Verschlussstopfen ist nur vorübergehend zu verwenden bis das Shunt-Ventil fachgerecht untersucht und ggf. ausgetauscht wird
- ▶ Durch den Einsatz des LARVOX® PLUG wird das Verschlucken beim Essen und Trinken verhindert
- ▶ Das Sprechen bei einliegendem Stopfen ist nicht mehr möglich
- ▶ Das Sicherheitsband verhindert eine Aspiration des Verschlussstopfens
- ▶ Der LARYVOX® PLUG wird unsteril und mit einem Einführstab geliefert
- ▶ Erhältlich in zwei verschiedenen Größen für unterschiedliche Shunt-Ventil Typen



Bestellhinweis:

LARYVOX® PLUG

für alle gängigen Shunt-Ventile (20 - 22,5 Fr.)

REF 25800

LARYVOX® PLUG 4 mm

für alle gängigen Shunt-Ventile (4 mm)

REF 25810