


OPTIFLAUSCH® SLIM

REF 32552



REF 32557



- ▶ Bande de fixation pour canule
 - "K" variante: avec bande auto-agrippante
 - "K PED" variante: avec bande auto-agrippante pour enfants
- ▶ Permet une fixation sécurisée des canules trachéales
- ▶ Matériau souple et confortable permettant une fixation confortable
- ▶ Le cordon affiche une épaisseur d'environ 4 mm et une largeur de 1,7 cm.
- ▶ Permet un ajustement rapide au tour de cou souhaité à l'aide d'une bande auto-agrippant
- ▶ Coloris: blanc
- ▶ Emballé séparément

CONTENU

- ▶ Mode d'emploi

OPTIFLAUSCH® SLIM K **REF 32552**

1 x Bandes de fixation pour canule

ou

OPTIFLAUSCH® SLIM K PED **REF 32557**

1 x Bandes de fixation pour canule

Produit	Longueur	Largeur	REF
OPTIFLAUSCH® SLIM K	24 - 42 cm	1,7 cm	32552
OPTIFLAUSCH® SLIM K PED	16 - 30 cm	1,7 cm	32557

