

# OPTIFLUID® STOMA OIL

- ▶ Farbloses Neutralöl als Gleitmittel für Trachealkanülen
- ▶ Keine Reizung der Schleimhaut
- ▶ Erleichtert das Einführen der Trachealkanüle in das Tracheostoma
- ▶ Auch für Trachealkanülen mit Innenkanülen zu verwenden: ein Einölen der Innenkanüle erleichtert ihre Einführung in die Außenkanüle
- ▶ Sparsame Anwendung: ein paar Tropfen genügen, um die Innen-/Außenkanüle komplett einzuölen
- ▶ PET-Flasche mit Tropfenzähler, um eine sparsame und genaue Dosierung des Stomaöls zu gewährleisten
- ▶ Auch als Stomaöl-Tuch erhältlich: kein Abtropfen, Sicherstellung der richtigen Dosierung, hygienische und praktische Einzelverpackung; ideal für unterwegs!



## Bestellhinweis:

OPTIFLUID® Stoma oil, Flasche 25 ml

REF 31525

OPTIFLUID® Stoma oil towel, Packung mit 30 Stück

REF 31550