

LARYVOX® ALARM

- ▶ Erzeugt in Notsituationen, in denen ein Hilferuf unmöglich ist, einen lauten Alarm durch ein akustisches und optisches Signal.
- ▶ Das akustische Signal wird durch Herausziehen des Kontaktstiftes mit Halteband als Dauerton geschaltet werden. Auf diese Weise ist es möglich, im Notfall schnell andere Menschen auf sich aufmerksam zu machen.
- ▶ Ein Aufschrift: „...Achtung: Ich bin Halsatmer und atme nicht durch Mund / Nase...“ ist auf das Gerät aufgedruckt, um die Notsituation Umstehenden oder Ersthelfern zu erklären. Dieser Aufdruck ist in mehreren Sprachen erhältlich und kann in jeder gewünschten Sprache geliefert werden.
- ▶ Batteriebetrieben



Gebrauchsanweisung
beachten

Bestellhinweis:

LARYVOX® ALARM

REF 76000