

TRACHFLOW® SHUNT

steril

REF 68800



REF 60700



- ▶ Ermöglicht eine gezielte Absaugung am Shunt-Ventil/Stimmprothese
- ▶ Aus weichem, flexiblem und transparentem Kunststoff
- ▶ Farbkodierte Konnektoren
- ▶ Länge: 10 cm
- ▶ In Verbindung mit dem TRACHFLOW® Fingertip einzusetzen, um die Absaugstärke zu kontrollieren. Mit dem TRACHFLOW® Fingertip wird der Absaugschlauch des Absauggerätes mit dem sterilen Stomakatheter verbunden. Durch die konische Konstruktion passt der Fingertip auf allen Größen der Stomakatheter

LIEFERUMFANG


- ▶ Gebrauchsanweisung

TRACHFLOW® SHUNT **REF 68800**
1 x Absaugkatheter, steril

Bitte geben Sie bei der Bestellung die Größe hinter der Artikelnummer an!

Optionales Zubehör:
TRACHFLOW® FINGERTIP **REF 60700**

INFORMATION



Produkt	Größe	Länge	Farbe	VE	REF
TRACHFLOW® SHUNT	CH 08	10 cm	Blau	30	68800-08
TRACHFLOW® SHUNT	CH 10	10 cm	Schwarz	30	68800-10

CE 0482 STERILE EO