

OPTIBRUSH® CLEAN

Kanülenreinigungspulver

- ▶ Pulverpräparat zur materialschonenden Reinigung von Trachealkanülen
- ▶ Ermöglicht eine schnelle und gründliche Reinigung – gleichzeitig schonend gegenüber dem empfindlichen Kanülenmaterial
- ▶ Enthält einen Dosierlöffel für einfaches und genaues Zubereiten der Reinigungslösung
- ▶ Um die gebrauchsfertige Reinigungslösung herzustellen wird das Reinigungspulver einfach in lauwarmem Wasser aufgelöst
- ▶ Optimale Reinigungsleistung, um Blut und Sekret gründlich und schonend von Trachealkanülen zu entfernen
- ▶ OPTIBRUSH® CLEAN ist in zwei verschiedenen Größen erhältlich:
REF 31110 100g, REF 31100 400g



Gebrauchsanweisung
beachten



CE-Kennzeichnung



Chargenbezeichnung



Verwendbar bis

Bestellhinweis:

OPTIBRUSH® CLEAN, 100 g

REF 31110

OPTIBRUSH® CLEAN, 400 g

REF 31100