


- ▶ Schaumstofffilter für laryngektomierte Patienten für eine gute Abdeckung und zum Schutz des Tracheostomas
- ▶ Darüberhinaus sorgt LARYNGOFIX® für eine Anfeuchtung, Filterung und Erwärmung der Atemluft
- ▶ Die abgerundete Form ermöglicht eine hervorragende Anpassung an das Tracheostoma und ermöglicht dadurch eine gute Abdeckung und einen guten Schutz vor dem Eindringen von Schmutz oder Insekten
- ▶ Einfache Befestigung mittels Klebestreifen oberhalb des Tracheostomas; die Klebekraft kann durch Anwendung des OPTIGARD® Hautschutzfilms und Haftverstärkers erhöht werden (s. separates Datenblatt)
- ▶ Wird in zwei verschiedenen Größen (groß L und klein S) und zwei verschiedenen Farben (beige oder weiß) angeboten
- ▶ Spezielle Varianten:
 LARYNGOFIX® PLUS - mit zwei Klebestreifen für die Befestigung sowohl oberhalb als auch unterhalb des Tracheostomas, für einen festen Sitz über dem Tracheostoma
 LARYNGOFIX® PRO - mit einer Materialstärke von 5 mm



Bestellhinweis:

LARYNGOFIX® S, beige, 4 x 5,5 cm, Packung mit 10 Stück	REF 45900
LARYNGOFIX® L, beige, 4,8 x 6,7 cm, Packung mit 10 Stück	REF 45950
LARYNGOFIX® S, white, 4 x 5,5 cm, Packung mit 10 Stück	REF 45905
LARYNGOFIX® L, white, 4,8 x 6,7 cm, Packung mit 10 Stück	REF 45955
LARYNGOFIX® PLUS S, beige, 4 x 5,5 cm, Packung mit 10 Stück	REF 45902
LARYNGOFIX® PLUS L, beige, 4,8 x 6,7 cm, Packung mit 10 Stück	REF 45952
LARYNGOFIX® PRO S, beige, 4,0 x 5,5 cm - 5 mm, Packung mit 10 Stück	REF 45901
LARYNGOFIX® PRO L, beige, 4,8 x 6,7 cm - 5 mm, Packung mit 10 Stück	REF 45956



Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren



Trocken aufbewahren



Nicht zur Wiederverwendung



Gebrauchsanweisung beachten



CE-Kennzeichnung