

# HUMIDOPHONE® PLUS / HUMIDOPHONE® PLUS O<sub>2</sub>

REF 46487 CE



REF 46489 CE 0482



- ▶ Sprechventil mit integriertem Filter
- ▶ Die Membran ist in der Grundstellung geschlossen (closed-position Ventil) – sie öffnet sich beim Einatmen.
- ▶ Vorteil: Es ist kein großer Anblasdruck erforderlich, um das Ventil zu schließen und um sprechen zu können. Weniger ermüdend für den Patienten, bessere Sprachqualität.
- ▶ Flaches Profil, geringes Gewicht
- ▶ Offenporiger Polyetheran-Filter
- ▶ Filter in proximaler Position (zum Patienten hin)
- ▶ Mit Multiadapter: passt sowohl auf einen 15 mm-Konnektor (UNI) als auch auf einen 22 mm Kombiadapter (KOMBI)
- ▶ **HUMIDOPHONE® PLUS O<sub>2</sub>** (REF 46489) mit Sauerstoffanschluss (Steckanschluss 5 mm)

## LIEFERUMFANG

- ▶ Gebrauchsanweisung

**HUMIDOPHONE® PLUS** REF 46487  
30 x Sprechventil

oder  
**HUMIDOPHONE® PLUS O<sub>2</sub>** REF 46489  
30 x Sprechventil

Das HUMIDOPHONE® Sprechventil darf ausschließlich von Patienten mit teilweise oder vollständig erhaltenem Kehlkopf verwendet werden!

Produkt	VE	REF
<b>HUMIDOPHONE® PLUS</b>	30 Stück, jeweils zu 5 Stk. verpackt	<b>46487</b>
<b>HUMIDOPHONE® PLUS O<sub>2</sub></b>	30 Stück, jeweils zu 5 Stk. verpackt	<b>46489</b>