






# BLOM-SINGER® REPLACEMENT GEL CAPS

- ▶ Ersatzgelkapsel zur Platzierung eines Blom-Singer® Shunt-Ventils
- ▶ Mit Hilfe der Blom-Singer® Replacement Gel Caps wird das Shunt-Ventil atraumatisch in den Shunt-Kanal eingeführt
- ▶ Im Ösophagus löst sich die Gelkapsel nach einigen Minuten vollständig auf und entfaltet den ösophagealen Flange
- ▶ Zur Beschleunigung der Prozedur kann ein wasserlösliches Lokalanästhetikum auf die Gelkapsel gegeben werden
- ▶ Blom-Singer® Replacement Gel Caps sind für die Schaftgrößen 16 Fr., 20 Fr. und 22 Fr. erhältlich



## Bestellhinweis:

**Blom-Singer® Replacement Gel Caps**

**16 Fr.**

Packung mit 90 Stück

**REF BE3190**

**Blom-Singer® Replacement Gel Caps**

**20 Fr.**

Packung mit 90 Stück

**REF BE3290**

**Blom-Singer® Replacement Gel Caps**

**22 Fr.**

Packung mit 60 Stück

**REF BE3295**



Einpatientenprodukt



Gebrauchsanweisung beachten